Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Г. А. БАЕВИЧ, И. В. СЕМЧЕНКО, Е. Б. ШЕРУЦН

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ля студентов специальности

1-02 05 04 ФИЗИКА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

PEILOSMI

Гомель УО «ГГУ им. Ф. Скорины» 2011

Рецензенты:

Доктор физико-математических наук, профессор И.С. Ташлыков; кандидат физико-математических наук П.В. Астахов

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»

Баевич, Г. А.

Б 158

«Электричество и магнетизм: лабораторный крактикум» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-02 05 04 Физика. Дополнительная специальность (1-02 05 04-04 Физика. Техническое творчество) / Г. А. Баевич, И. В. Семченко, Е. Б. Шершнев; М-во образования РБ, Гомельский государственный университет. им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – К. С.

ISBN 978–985–439–570–8

В пособии представлено 14 лабораторных работ, каждая из которых содержит краткие теоретические сведения о сущности изучаемых явлений, методику проведения экспериментальных измерений и описание экспериментальной установки. Все лабораторные работы снабжены рисунками, поясняющими принцип сборки экспериментальной установки, в некоторых случаях приведены принципиальные схемы.

Основная цель данного пособия – дать возможность студентам самостоятельно воспроизвести физические эксперименты, усвоить основные положения и законы электричества и магнетизма, привить студентам навыхи самостоятельной работы, способность анализировать полученные результаты и умение делать выводы.

УДК 537(075.8) ББК 22.33я73

ISBN 978-985-439-570-8

- © Баевич Г. А., Семченко И. В., Шершнев Е. Б. 2011
- © УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 2011

Содержание

Введен	ие)	
Условн	ы	е обозначения в электрических схемах	
Тема	1	Изучение электроизмерительных приборов	
Тема 2	2	Изучение электростатических полей	
Тема З	3	Изучение работы конденсатора	
Тема 4	4	Изучение сегнетоэлектриков	
Тема 🗄	5	Изучение зависимости электрического сопротивления провод-	
		ников от температуры	
Тема (6	Изучение зависимости электрического сопротивления полу-	
		проводников от температуры	
Тема 🕻	7	Изучение вакуумного диода	
Тема 8	8	Определение удельного заряда электрона	
Тема 9	9	Изучение распределения магнитного поля ннутри соленоида	
Тема 10)	Изучение явлений взаимной индукции.	
Тема 11	1	Изучение явления магнитного гистерезиса	
Тема 12	2	Изучение работы простых цепей	
Тема 13	3	Изучение вынужденных колебаний.	
Тема 14	4	Изучение затухающих колебаний	
Литера	ту	pa	
		N M	
		RV.	
. (~	5°	
)	
St)	/		
× *			

Введение

В соответствии с учебным планом специальности 1-02 05 04-04 «Физика. Техническое творчество» изучение курса «Электричество и магнетизм» сопровождается лабораторными работами. Для проведения работ в практикуме используется типовое оборудование, разработанное ВНПО «Союзвузприбор», а также разработанное в лаборатории нашего вуза.

Описание и методика проведения этих работ даны в настоящем практическом пособии. Каждая работа содержит краткое изложение сущности изучаемых явлений, сведения об экспериментальной методике, положенной в основу лабораторной работы, подробное описание проведения измерений, дается описание используемых приборов.

Выполнение каждой лабораторной работы связано с необходимостью предварительного изучения определенной теоретической части курса. Необходимо помимо данного пособия ознакомиться соответствующим разделом учебника и конспектом лекций, т. е. раскораться в том, какое явление изучается, какие величины измеряются.

С первых задач практикума студент изучася современные измерительные приборы: цифровые комбинированные вольтметры, низкочастотные генераторы синусоидального и прямоутояьного сигналов, двухканальные осциллографы.

Работа в лаборатории является одним из основных элементов процесса изучения физики, поскольку учих самостоятельно воспроизводить и анализировать важнейшие физические явления, получать правильные числовые значения измеряемых величин, сопоставлять их с имеющимися теоретическими соотношениями

Каждая лабораторная работа рассчитана на одно занятие продолжительностью четыре академических часа.

Данное практическое пособие написано авторами на основании многолетнего опыта проведения лабораторных работ по курсу «Электричество и магнетизму

4

Условные обозначения в электрических схемах

ФПЭ – кассета с вмонтированными в нее элементами электрической схемы;

ИП-источник питания;

РА – цифровой амперметр;

PEROMANNAMINA CROWNING

Тема 1 Изучение электроизмерительных приборов

1 Классификация и принцип действия электроизмерительных приборов

2 Устройство и принцип работы приборов комбинированного типа

- 3 Устройство и принцип работы электронного осциллографа
- 4 Устройство низкочастотного генератора

Основные понятия по теме

KORNHD Электроизмерительным прибором называется устройство, предназначенное для измерения электрических величин стока, напряжения, сопротивления и т. п. Электроизмерительные приборы подразделяются на приборы непосредственной оценки и приборы сравнения. В приборах первого типа измеряемая величина отсяртывается по показаниям предварительно проградуированных приборов, в приборах второго типа в процессе измерения производ бу прямое сравнение с эталонной мерой.

Электроизмерительные прикоры классифицируются по следующим основным признакам:

- по роду измеряемой величины: амперметры, вольтметры, омметры, счетчики, ваттметры и др.;

- по роду тока: приборы постоянного тока, переменного тока, приборы постоянного и переменного тока;

– по приними действия: магнитоэлектрические, электромагнитные, индукционные, тепловые, электростатические, электродинамические и др. (таблица 1.1);

постепени точности: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 классов. Приборы кнасса точности 0,1; 0,2; 0,5 применяются для точных лабораторных измерений и называются прецизионными.

В соответствии с классификацией и принципом действия на шкалах приборов наносятся следующие обозначения:

– символ, указывающий род измеряемой величины: А – амперметр, V- вольтметр, W – ваттметр и т. д.;

- символ рода тока: постоянный (-) или переменный (~);

– символ способа установки прибора: \bot – вертикально, П – горизонтально;

- пробивное напряжение изоляции;

- класс точности 0,1; ...; 4,0.

Таблица 1.1 – Принц	ип действия электр	оизмерительных приборов
	Vсповное	

	Условное	Знак на шкале прибора		
Система прибора	обозначение			
	прибора			
Электромагнитная	~1	Ток:		
_	\$	*		
		– постоянный ——		
Магнитоэлектрическая				
		– переменный		
		may than with a set		
Электролицаская		- прехфазный у		
Электродинамическая		Зажим.		
Индукционная		соединенный		
	$(0) \mathcal{A}^{\vee}$	с корпусом		
		– для заземления —		
Вибрационная		Установка прибора:		
Выпрямительная				
		– вертикальная		
		– горизонтальная		
oll!				
Термоэлектрическая	\cap	– под углом		
3V	II			
		Измерительная цель		
Фрродинамическая		изопирована от корпуса и		
		испытана напряжением		
		2kB		
Электростатическая	Ŷ	Λ		
I		$\overline{527}$		
	∣ ₩			

Из основных технических требований, предъявляемых к электроизмерительным приборам, следует указать на следующее: необходимо, чтобы прибор потреблял малую мощность и не вносил заметных изменений в электрическую цепь.

Электроизмерительные приборы состоят из неподвижной и подвижной частей. При измерениях вращающий момент подвижной части уравновешивается противодействующим моментом пружины или какого-либо другого устройства. При таком равновесии показатель прибора фиксирует определенный угол поворота. Устанавливая однозначную зависимость между углом поворота указателя прибора и численным значением измеряемой величины, можно построков шкалу, по которой производится отсчет измеряемой величины. Трение в опорах деталей влияет на показания прибора, т. е. вносит погрешность. Поправки к показанию прибора могут быть заранее обределены путем соответствующей проверки данного прибора.

Величина, численно равная отношению приранения угла поворота подвижной части прибора к приращению измеряемой величины, называется чувствительностью прибора.

Чем больше приращение угла отклонения при одном и том же приращении измеряемой величины, от меньшие величины можно измерять прибором и тем выше чувствительность. Если, например, приращение угла $d\varphi$ вызвано приращением тока dI, то чувствительность определяется как

$$S = \frac{d\varphi}{dI}$$

Величина в в называется ценой деления прибора. Она определяет значение электрической величины, вызывающей отклонение на одно деление. Например, имеем прибор, который может измерять напряжение 0... 250 В, шкала этого прибора разделена на 50 мелких делений. Чувствительность этого прибора

$$S = \frac{50}{250} = 0.2 \frac{\text{дел}}{\text{B}}.$$

Цена деления

$$C = \frac{1}{S} = \frac{250}{50} = 5 \frac{B}{\text{дел}}.$$

Шкала прибора служит для проведения отсчета измеряемой величины. Цифры возле делений обозначают либо число делений от нуля шкалы, либо непосредственное значение измеряемой величины. В первом случае для получения значения измеряемой величины в практических единицах нужно определить цену деления шкалы прибора (иногда называемой постоянной прибора) и умножить ее на число отсчитанных делений. При отсчете луч зрения должен быть перпендикулярен шкале, иначе возможна погрешность от параллакса. При отсчете по зеркальной шкале глаз наблюдателя должен быть располежен так, чтобы конец стрелки покрывал свое изображение в зеркале. Зеркальные шкалы позволяют избежать параллакса. В целях сокращения промежутка времени, необходимого для успокоения подвижной части прибора (после включения), имеются специальные тормозящие устройства (демпферы).

Приборы магнитоэлектрической системы

Принцип действия приборов магнитоэхектрической системы основан на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с током, протекающим по обмотке легкой родвижной катушки (рамки).



Рисуної .1 – Схема прибора магнитоэлектрической системы

Корисунке 1.1 показана схема устройства приборов этой системы Меподвижный подковообразный магнит имеет выполненные из магкого железа полюсы, которые охватывают сплошной железный сердечник. Между сердечником и полюсами магнита имеется зазор. На одной оси с сердечником находится подвижная легкая прямоугольная рамка, имеющая обмотку из тонкого изолированного провода. Эта рамка может свободно вращаться в воздушном зазоре между сердечником и полюсами магнита. Рамка представляет собой основную часть подвижной системы, которая включает и указатель-стрелку 2. В результате взаимодействия магнитного поля магнита с током, протекающим по рамке, возникает вращающий момент, под действием которого подвижная часть прибора поворачивается около оси. Противодействующий момент создается спиральными пружинами 1, выполненными из немагнитного материала, которые служат также и для подвода тока к концам обмотки на рамке.

В приборах магнитоэлектрической системы вращающий момент пропорционален величине проходящего тока $M_1 = k_1 I$.

Так как противодействующий момент M_2 , создаваемый спиральными пружинами, пропорционален углу закручивания $M_2 = k_2 \alpha$, то угол отклонения катушки, а, следовательно, и скрепленной с нею стрежки, будет пропорционален величине протекающего по обмотке тока

$$\alpha = kI$$

где $k = \frac{k_1}{k_2}$ – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Линейная зависимость между током к углом отклонения обеспечивает равномерность шкалы. Корракор позволяет изменить положение закрепленного конца одной из спиральных пружинок и тем самым производить установку стрелки прибора на нуль. В силу того, что каркас подвижной катушки сделан из алюминия, то возникающие в нем при движении в магнитиом поле индуктивные токи создают тормозящий момент, что обусловливает быстрое успокоение.

Достоинствами матнитоэлектрических приборов являются: высокая чувствительность, точность показаний, чувствительность к внешним магнитным полям, малое потребление энергии, равномерность шкалы, апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующее деление почти без колебаний). К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерения только в цепи постоянного тока, чувсявительность к перегрузкам.

область применения магнитоэлектрических приборов весьма обшерна. Они применяются в качестве амперметров, вольтметров постоянного тока, как при технических измерениях, так и при контрольных лабораторных измерениях. При непосредственном включении миллиамперметры и амперметры магнитоэлектрической системы позволяют измерять токи от 1 до 1000 А, а с применением шунта – до нескольких тысяч ампер. Вольтметры этой системы при непосредственном включении дают возможность измерять напряжение от 0,1 до 600 В, а с применением дополнительного сопротивления – до 10 000 В и более.

Приборы электромагнитной системы

Принцип работы приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля тока, протекающего по обмотке неподвижной катушки с подвижным железным сердечником, помещенным в это магнитное поле. На рисунке 1.2 показана схема устройства прибора электромагнитной системы.

Прибор состоит из катушки 1 с узкой щелью. Сердечник тизготовлен из мягкого железа и укреплен эксцентрично на оско с осью сердечника скреплены: стрелка, поршень 3 воздушного ускокоителя 4 и спиральная пружина, создающая противодействующий момент.



Рисунок 1.2 – Схема прибора электромагнитной системы

Ток, протекающий по катушке *1*, образует внутри нее магнитное поле, под действием которого железный сердечник, поворачиваясь вокруг оси втягивается в щель катушки.

При повороте сердечника поршень встречает сопротивление воздуха вследствие чего колебания подвижной части быстро затухают. Макийтное поле катушки и намагничивание железного сердечника пропорциональны току. Поэтому можно приближенно считать, что вращающий момент пропорционален квадрату тока $M_1 = k_1 I^2$, где k_1 – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора.

Противодействующий момент M_2 , создаваемый пружиной, пропорционален углу поворота подвижной части прибора: $M_1 = k_2 \alpha$ где k_2 – коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины. Равновесие подвижной части прибора определяется равенством моментов, действующих на нее в противоположных направлениях, т. е. $M_1 = M_2$, откуда $\alpha = kI^2$, где $k = \frac{k_1}{k_2}$. Следовательно, шкала прибора неравномерная.

С изменением направления тока меняется одновременно как направление магнитного поля, так и полярность намагничивания сердечника, поэтому приборы электромагнитной системы применяются для измерения как на постоянном, так и на переменном токе низкой частоты.

Достоинствами приборов электромагнитной системы являются: возможность измерения переменного и постоянного тока, постота конструкции, выносливость в отношении перегрузок.

К недостаткам приборов этой системы относятся: нерарномерность шкалы, меньшая точность, чем в магнитоэлектрических приборах, зависимость показаний от внешних магнитных полей. Электромагнитные амперметры и вольтметры получили ширское применение как щитовые приборы для переменного тока. Пределы измерения у амперметров от 6 до 200А, у вольтметров от 3 до 600 В.

Приборы электродинамической состемы

Принцип действия электродинамических приборов основан на взаимодействии токов, протекающих по двум рамкам (катушкам 1), из которых одна подвижная, другая неподвижная. На рисунке 1.3 показана схема устройства прибора электродинамической системы.



Рисунок 1.3 – Схема прибора электродинамической системы

Неподвижная катушка 1 состоит из двух разделенных небольшим

зазором одинаковых частей, обмотки которых соединены последовательно между собой. Внутри неподвижно закрепленной катушки 1может вращаться на оси подвижная катушка 2, с которой жестко связана стрелка 6, перемещающаяся над шкалой. Противодействующий момент создается спиральными пружинами 5. Измеряемый ток проходит через обе катушки. В результате взаимодействия магнитного поля неподвижной катушки и тока в подвижной создается вращающий момент M_1 , под влиянием которого подвижная катушка будет стремиться повернуться так, чтобы плоскость ее витков стала параялельна плоскости витков неподвижной катушки, а их магнитных поля совпадали бы по направлению.

Этому противодействуют пружины, вследствие чего подвижная катушка устанавливается в положение, когда вращающий момент становится равным противодействующему. Вращающий момент M_1 , обусловленный взаимодействием магнитных потокка, равен:

$$M_1 = k_1 I_1 I_2,$$

где: I_1 – величина тока, протекающего и неподвижной катушке;

 I_2 – величина тока, протекающе и подвижной катушке;

 k_1 – коэффициент пропортиональности, зависящий от конструкции прибора.

Под действием *M*₁ подволная рамка повернется на угол *α*, тогда создаваемый пружиной противодействующий момент удовлетворяет соотношению

 $M_2 = k_2 \alpha.$

Из условия равенства моментов получаем, что $\alpha = kI_1I_2$, где $k = \frac{k_1}{k_2}$.

Из формулы видно, что шкала электродинамического прибора неракиомерная. Однако подбором конструкции катушек можно улучшить шкалу, т. е. приблизить к равномерной.

В зависимости от назначения приборов рамки соединяют или параллельно, или последовательно. Если катушки прибора соединены параллельно, то он может быть использован как амперметр. Если же катушки соединить последовательно и присоединить к ним добавочное сопротивление, то прибор может быть использован как вольтметр.

Электродинамические приборы применяют для измерения постоянного и переменного токов (амперметры, вольтметры, ваттметры). Пригодность этих приборов для переменного тока обусловлена тем, что при одновременном изменении направления тока в обеих рамках направление вращения подвижной части остается неизменным.

Достоинствами приборов электродинамической системы являются: возможность измерения как на постоянном, так и на переменном токе, достаточная точность. К недостаткам приборов этой системы относятся: неравномерность шкалы амперметров и вольтметров, чувствительность к перегрузкам.

Приборы других систем

Тепловая система – принцип действия приборов основан на изменении длины проводника при его нагревании. Приборы могут измерять и постоянные, и переменные токи.

Индукционная система – принцип действия нреборов основан на взаимодействии токов, индуцируемых в подержной части прибора магнитным потоком неподвижных электромагнитов. К индукционной системе принадлежат электрические счетчики переменного тока.

Вибрационная система основана на резонансе при совпадении частот собственных колебаний подвижной части прибора с частотой переменного тока. Приборы этой системы применяются для измерения частоты тока.

Амперметры, вольтметры, гальванометры

Амперметрами, называются приборы, служащие для измерения величины тока. При измерении амперметр включают в цепь последовательно, т. е. так, что весь измеряемый ток проходит через амперметр. Амперметры колжны иметь малое сопротивление, чтобы включение их не изменяло заметно величины тока в цепи.

Слабът токи измеряют обычно амперметрами магнитоэлектрической системы, которые имеют высокую чувствительность. Такие приберси называют миллиамперметрами (токи до 10⁻³A) и микроамперметрами (токи до 10⁻⁶ A).

Вольтметрами называются приборы, служащие для измерения напряжения. При измерениях вольтметр включают параллельно к тому участку цепи, на концах которого хотят измерить напряжение.

Для того, чтобы включение вольтметра не изменяло заметно режима цепи, сопротивление вольтметра должно быть очень велико по сравнению с сопротивлением участка цепи. Для расширения пределов измерения амперметров и вольтметров применяют шунты и добавочные сопротивления, а в случае измерения на переменном токе – измерительные трансформаторы тока.

Гальванометрами называют чувствительные приборы, служащие для измерения весьма малых токов, напряжений и количеств электричества (соответственно меньше 10⁻⁶ ампера, вольта или кулона).

По принципу действия и устройства гальванометры бывают магнитоэлектрическими с подвижной катушкой, магнитоэлектрическими с подвижным магнитом.

По роду измеряемого тока гальванометры разделяются на маснитоэлектрические и вибрационные (резонансные). Первые примениются для измерения тока и напряжения в цепи постоянного тока, вторые употребляются преимущественно в качестве указателей отсутствия тока при измерениях в цепях переменного тока по так называемому нулевому методу.

Приборы комбинированного типа

Стрелочные комбинированные приборы (рисунок 1.4). Действие данных приборов основано на том, что при пропускании тока через катушку, механически соединенную сострелкой и помещённую в постоянное магнитное поле, создается вращающий момент, который поворачивает катушку на угох прямо пропорциональный значению тока. При подключении к прибору соответствующим образом резисторов можно измерять напряжения и сопротивления.



Феунок 1.4 – Общий вид стрелочного комбинированного прибора

С помощью приборов данного типа можно измерить:

– силу постоянного и переменного тока с пределами измерений 0,1; 1; 10; 100; 500 мА;

- напряжение постоянного и переменного тока с пределами измерений 0,5; 2,5; 5; 25; 50; 250; 500 В;

– сопротивление постоянному току с пределами измерений 0,1; 10;
100; 1 000; 10 000 кОм.

Универсальные цифровые вольтметры и мультиметры (рисунок 1.5). Принцип действия вольтметра состоит в преобразовании измеряемой величины (переменного напряжения, постоянного тока, переменного тока и сопротивления) в постоянное напряжение с последующим его измерением аналого-цифровым преобразователем (АЦП) интегрирующего типа.



Рисунок 1.5 – Общий вид универсального цифрового вольтметра и мультиметра

Современные цифровые вольтметро обеспечивают точность измерений 0,01–0,001 %.

Технические данные вольтистов отличаются в зависимости от реализации конкретной модели.

Генераторы сигналов (рисунок 1.6). Генератор сигналов низкочастотный представляет собой источник синусоидального (основной режим) и прямоугольного (дополнительный режим) сигналов и предназначен для исследований, настройки и испытания различных систем и приборов.





Рисунок 1.6 – Общий вид генератора сигналов

Генератор состоит из задающего генератора, формирователя прямоугольного сигнала, плавного регулятора напряжения, усилителя мощности, аттенюатора и стабилизированного источника питания.

Задающий генератор представляет собой перестраиваемый по частоте *RC*-генератор с автоматической стабилизацией амплитуды выходного сигнала. Через гнездо *«синхр»* генератор синхронизируется синусоидальным сигналом от внешнего источника.

Осциллографы (рисунок 1.7). Осциллограф предназначен для тазуальных наблюдений и исследований электрических сигнатов во времени. С его помощью можно производить измерения натояжений, сдвига фаз, частоты, параметров импульсов и т. д.

Рисунок 1.7 Общий вид осциллографа

uuunnooun

Структурная схема осциллографа приведена на рисунке 1.8. Отклонение луча по вортикали происходит при воздействии исследуемого сигнала на веружкально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. Канал вертикального отклонения включает входной делитель напряжения (аттенюатор), позволяющий уменьшить амплитуду исследуемого сигнала, и широкополосный усилитель отклонения, имеюний плавную регулировку усиления. Отклонение луча по горизонтахи происходит при воздействии на горизонтально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки пилообразного напряжения развертки от внутреннего генератора развертки или любого внешнего напряжения, поданного на вход Х. Канал горизонтального отклонения включает усилитель и генератор развертки. Плавная регулировка усиления («Усиление» или «Ампл. синхр.») позволяет изменить уровень синхронизирующего напряжения. Генератор развертки имеет ступенчатую и плавную регулировки частоты. Для получения неподвижного изображения следует отрегулировать частоту развертки так, чтобы она стала равной частоте исследуемого сигнала или в n раз меньше ее (где n = 1, 2, 3 и т. д.). Частота развертки может самопроизвольно меняться, и фигура перестает быть неподвижной. Для сохранения неподвижности фигуры на генератор развертки подают синхронизирующее напряжение: используют исследуемый сигнал (*«Внутр»*), напряжение внешнего источника (*«Внешн»*) или сеть (*«От cemu»*).



Х Дущий режим генератора развертки применяют для наблюдения кратковременных импульсов, которые при непрерывной развертке четко не наблюдаются. Исследуемый импульсный сигнал вызывает отклонение луча по вертикали и одновременно запускает генератор развертки. Подключая период ждущей развертки, можно менять скорость движения луча по горизонтали и наблюдать импульс в разном масштабе времени.

Вопросы для самоконтроля

1 Приведите классификацию и объясните принцип действия электроизмерительных приборов.

2 Опишите принцип действия приборов комбинированного типа.

3 Объясните принцип работы электронно-лучевой трубки.

4 В чем заключается назначение генератора развертки?

5 Как получить устойчивое изображение сигнала на экране осщил-PMHD лографа.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Афонский, А. А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. – М. : Солон-Пресс, 2007. – 548 с.

2 Яворский, Б. М. Справочник по физике В. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир и образование, 2006. – 1056 с.

3 Практикум по физике. Электричество омагнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и др.] днад ред. Ф. А. Николаева. – М. : Высшая школа, 1991. – 151 с. 3 Практикум по физике. Электричество магнетизм : учеб. пособие

19

Лабораторная работа 1

Изучение принципа работы электроизмерительных приборов

Цель работы: изучить электроизмерительный прибор комбинированного типа (авометр), цифровой вольтметр, низкочастотный генератор, осциллограф, получить навыки практической работы с этими приборами.

Приборы и принадлежности: источник питания, авометр вольтметр цифровой В7-40, вольтметр цифровой В7-35, ниже ные генераторы ГЗ-112/1 и ГЗ-123, осциллограф С1-117

Ход работы

1 Ознакомьтесь с авометром типа 43208. Записите с рактеристики. Общие рекомендации при измогос те его технические характеристики.

Перед измерением переключатель установить в положение, соответствующее ожидаемому значению или максимальному значению измеряемой величиных затем кнопочным переключателем установить род измеряемого тока ((-) или (-)). После этого прибор можно подключать к исследоемой схеме. При измерении сопротивлений следует ручкой переменного резистора при разомкнутых входных зажимах установить стрелку прибора на отметку « ∞ » шкалы « Ω » и на отметку «0» шкатки «кΩ», «МΩ» при замкнутых входных зажимах. Особенно будьт внимательны при измерении тока, чтобы вместо тока не подать напряжение в измерительную цепь. Это может привести прибор в пелодность, несмотря на наличие автоматической защиты. Никогда на измеряйте сопротивление резистора в схеме, находящейся под напряжением.

Ознакомьтесь с вольтметром цифровым В7-40. Запишите его технические характеристики.

3 Ознакомьтесь с вольтметром цифровым В7-35. Запишите его технические характеристики.

Общие рекомендации при измерениях цифровыми вольтметрами. — Не допускать попадания на вход «I», «O» напряжения более 0,6 В! – При измерении сопротивлений не допускать попадания напряжения на гнезда «*U*, *R*» и «*0*».

– При измерении постоянного и переменного напряжений вольтметр выдерживает нагрузку в течение одной минуты.

– Если вольтметр показывает перегрузку (мигающее показание «0000» на индикаторном табло), отсоедините вольтметр от объекта измерений.

– Для проведения измерений нажать клавишу «род работы» и клавишу «пределы» – «АВП».

4 Ознакомьтесь с генераторами сигналов Г3-112/1 и Г3-23. Запишите их технические характеристики.

Рекомендации при измерениях.

1 Для подсоединения генератора к исследуемой цепы следует «Выход» генератора соединить с исследуемой цепью. Будьте внимательны! Проводник генератора «земля» («⊥») необходимо соединить только с «землей» исследуемой цепи, а другой проводник выхода генератора (обычно красного цвета) соединяется с входом исследуемой схемы.

2 При необходимости получить малые выходные напряжения (<1,25В) ручкой «Ослабление, db, установите одно из положений «10,20,30,40,50,60,70».

5 Ознакомьтесь с оснижографом С1-117. Запишите его техниче-

Проведение из сений осциллографом С1-Ш7.

1 Подайте новход канала А (Б) исследуемый сигнал.

2 Переключатель «СИНХР РЕЖИМ» установите в положение А (Б).

3 Перекцючатель «РЕЖИМ РАЗВЕРТКИ» установите в положение «АВТ»

жима синхронизации установите в положение «ВКУТР».

5 Переключатель «U/den» канала A(G) и ручку « \ddagger » установите в положение, обеспечивающее получение удобного для наблюдения размера изображения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

6 Ручкой «УРОВ» установите неподвижное изображение на экране ЭЛТ, а ручкой «ВРЕМЯ/дел» – удобный для наблюдения период сигнала.

7 Определите визуально линейные размеры последующего сигнала и путем умножения на соответствующий коэффициент получите ам-

плитуду сигнала.

8 Аналогично измеряются и временные интервалы.

9 При измерении временных интервалов менее 1 мкс ручку «X10» установите в отжатое положение (коэффициент развёртки при этом уменьшается в 10 раз).

Цифровые измерения амплитуды сигнала.

1 Исследуемый сигнал подайте на вход канала В.

2 Переключатель «СИНХР РЕЖИМ» установите в положение

3 Переключатель режима развертки установите в положение (ABT».

4 Переключатель режима синхронизации установите в коложение «ВНУТР».

5 Ручку «TU» установите в положение «U».

6 Ручкой «\$» совместите одну из точек измеряемого по амплитуде участка сигнала с горизонтальной линией шкалы Эхт.

7 Ручкой «*УСТ 0»* установите нуль (с точносью единицы последнего разряда) на цифровом индикаторе.

8 Ручкой «\$» совместите вторую точку измеряемого по амплитуде участка изображения сигнала с той же призонтальной линией шкалы ЭЛТ.

9 Прочтите на цифровом индикаторе значение измеряемого параметра амплитуды сигнала.

Рекомендации при измерениях

С помощью осциллографа можно измерять сдвиг фаз между двумя синусоидальными, напряжениями U_1 и U_2 . Изображение двух сигналов можно получить в двухлучевом осциллографе или поочередным подключением на вход Y сигналов U_1 и U_2 в однолучевом осциллограф. Но чаще всего однолучевой осциллограф (например C1-117) спожается коммутатором, и он поочерёдно подключает сигналы U_1 и U_2 ко входу осциллографа. Если частота коммутации превышает частоту напряжений U_1 и U_2 , то на экране видны изображения исследуемых напряжений (рисунок 1.9).



Рисунок 1.9 – Измерение сдвига фаз осциллографом

Угол сдвига фаз между напряжением U₁ U₂ вычисляется по формуле:

$$\varphi = \frac{a}{b} 360$$

6 Измерьте напряжение источника питания авометром, осциллографом и цифровым вольтметром.

7 Измерьте амплитуду и частоту калиброванного напряжения осциллографа, для чего с выхода калибратора подайте на вход У сигнал.

8 Включите низкочастотный генератор и подайте с выхода генератора на вход осциллографа напряжение синусоидальной формы. Измерьте амилитуду и частоту этого сигнала с помощью осциллографа. Сравните роказания генератора сигналов и осциллографа.

Измерьте цифровым вольтметром и осциллографом напряжение источника питания ~6,3 В и сделайте вывод относительно действующего и амплитудного значения напряжения.

10 С выхода генератора подайте прямоугольные импульсы на вход осциллографа. Измерьте амплитуду импульсов, частоту, период дли-тельности импульса.

Тема 2 Изучение электростатических полей

- 1 Параметры электростатического поля
- 2 Эквипотенциальные поверхности
- 3 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле

Основные понятия по теме

Характеристики электростатического поля

RAHD Всякий неподвижный заряд создает в окружающем кространстве электрическое поле, которое обнаруживается при внесении других, так называемых пробных электрических зарядов в тебую точку поля. Электростатическое поле есть особое состояние материи. Силовой характеристикой поля является его напряженность \vec{E} .

Напряженность численно равна силе, скоторой поле действует на единицу положительного заряда, помещенного в данную точку поля:

Линия, касательная к которой в каждой точке совпадает по направлению с напряженностью электростатического поля, называется силовой линией. Таким образом, силовая линия определяется в каждой точке, через которую она проходит и характеризует направление напряженности следовательно, и направление силы, действующей на положительный заряд, помещенный в эту точку поля. Графически поле принято изображать в виде силовых линий, причем густота линий характерисует численное значение напряженности (рисунок 2.1).

Энергетической характеристикой поля является потенциал, который измеряется работой, совершаемой силами поля при перемещении единичного заряда из данной точки поля в точку, находящуюся вне поля.

Работа по перемещению заряда q_1 из одной точки поля r_1 в другую r₂ равна:

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \, d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q_1 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) = q_1(\varphi_2 - \varphi_2),$$

где $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1}$ – потенциал поля в начальной точке, $\varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_2}$ – потенциал поля в конечной точке, *є* – относительная диэлектрическая проницаемость среды.



верхности (пунктирные линии)

Потенциал является функцией расстояния от данной точки до заряда. Геометрическое место точек равного потенциала носит название эквипотенциальной поверхности (рисунок 2.1).

Силовые линии всегда перпендикулярны к поверхности равного потенциала. Есои перемещается единичный положительный заряд, то элементарная работа, совершаемая полем, равна

$$dA = Edl\cos\alpha,$$

- модуль вектора элементарного перемещения,

α – угол между направлением вектора напряженности и касательной к траектории движения частицы.

С другой стороны, работа по перемещению единичного заряда из точки с потенциалом φ в точку с потенциалом $\varphi + d\varphi$ численно равна

$$dA = \varphi - (\varphi + d\varphi) = -d\varphi.$$

Если перемещение происходит по эквипотенциальной поверхности, то работа, совершаемая полем, будет равна нулю, т. к. $d\varphi = 0$. Таким образом, $\cos \alpha = 0$ или $\alpha = 90^{\circ}$, следовательно, силовые линии всегда перпендикулярны к эквипотенциальной поверхности.

Итак, имея картину линий напряженности поля, можно построить систему эквипотенциальных поверхностей, и, наоборот, зная положение поверхностей равного потенциала, можно построить линии напряженности поля.

Поскольку в однородной проводящей среде при прохождении по ней постоянного тока нет объемных электрических зарядов, поле в пространстве между электродами, к которым приложено постоянное напряжение, имеет ту же конфигурацию, какую оно имело бы в непроводящей среде, если электропроводность проводящей среды много меньше электропроводности электродов. При невыцолнении этого условия линии напряженности не будут перпенай улярны поверхностям электродов, т. е. изменится их конфигурация.

Таким образом, электростатическое поле в непроводящей среде (в вакууме или диэлектрике) и поле постоянных токов в однородной слабо проводящей среде практически одинаковы: оба поля потенциальны, а их линии напряженности перпендикулярны поверхностям заряженных проводников-электрохов (вблизи этих поверхностей).

Для измерения электрического потенциала применяются зонды. В качестве зонда используется заостренный металлический стержень. Он принимает в проводящей среде потенциал той точки поля, в которую он помещен.

Имея картину распределения потенциала в изучаемом поле, можно получить линии напряженности поля, используя связь между напряженностью и посециалом электростатического поля:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k}\right) = -grad \varphi, \quad (2.1)$$

гдей), *k* – орты декартовой системы координат.

Выражение в круглых скобках в формуле (2.1) в математике называется градиентом. Градиент – векторная величина, определяющая быстроту изменения скалярной функции по направлению. В данной точке пространства градиент направлен в сторону наиболее быстрого возрастания скалярной функции, а модуль его равен быстроте его возрастания. Знак минус показывает, что вектор напряженности электрического поля направлен в сторону убывания потенциала. Под действием сил поля положительные заряды движутся в сторону уменьшения потенциала, отрицательные – в противоположном направлении.

Вопросы для самоконтроля

1 Что называют напряженностью и потенциалом электрического поля? Какова связь между ними?

2 Объясните расположение линий напряженности и эквипотенциальных поверхностей для исследуемых полей.

3 Каковы условия равновесия зарядов на проводнике?

4 Как влияет на электростатическое поле внесения в него металлических и диэлектрических тел?

5 Как создается модель электростатического поля в цанной задаче?

Литература для самостоятельной подкотовки

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. Потред. Г. С. Ландсберга. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 488 с.

2 Сивухин, Д. В. Общий курс физика: в 5 т. / Д. В. Сивухин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – Т. 3: Электричество. – 656 с.

3 Матвеев, А. Н. Электричество магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

Лабораторная работа 2

Изучение электростатического поля, создаваемого электродами различной формы

Цеть работы: исследование электростатического поля, создаваемого электродами различной формы, построение эквипотенциальных поверхностей и линий напряженности электростатического поля.

Приборы и принадлежности: ванна с электродами различной формы, частично заполненная водой, источник питания, цифровой вольтметр, зонд.

Описание установки

Экспериментальная установка (рисунок 2.2) представляет собой ванну, выполненную из материала с хорошими электроизоляционными

свойствами. В ванну помещают металлические электроды 1, поле между которыми подлежит изучению, и наливают водопроводную воду слоем около 5 мм. В поле между электродами помещают зонд 2, соединенный с вольтметром. Дно ванны имеет координатную сетку. Помещая зонд в точки с определенными координатами, с помощью цифрового вольтметра PV определяют потенциалы этих точек относительно одного из электродов. Подготовку установки к работе проводят в порядке, приведенном ниже.



Ход работы

1 Дно ванны заполните оем воды.

2 Соберите электрическую схему установки. Убедитесь в симметний электродов по отношению к координатной сетке ричном распол ванны.

ите к сети источник питания ИП и цифровой вольтметр

одготовьте цифровой вольтметр к работе, для чего выберите собтветствующий диапазон измерения напряжения.

5 Подготовьте лист миллиметровки, отметьте на ней положение электродов и координатных осей.

6 Включите питание стенда.

7 Поместите зонд в точку, находящуюся вблизи одного из элек-

тродов на оси симметрии расположения электродов (координатной оси), запишите показания вольтметра и отметьте на рисунке точку с найденным значением потенциала.

8 Смещая зонд с координатной оси, найдите координаты другой точки, имеющей такое же значение потенциала (с точностью до 0,05 В). Найдите координаты еще 4–5 точек, имеющих такой же потенциал и расположенных по ту же сторону от координатной оси.

9 Повторите измерения для других значений потенциала. В спостранстве между электродами надо получить не менее семи синий равного потенциала.

10 Соедините на рисунке точки с одинаковым значением потенциала.

11 Проведите на рисунке несколько линий напряженности (перпендикулярных в каждой точке линиям равного потенциала).

12 Постройте график зависимости потенциала φ поля от расстояния r между электродами. Начало сречета координат совместите с поверхностью электрода, вблизи которого зарегистрирован меньший потенциал.

13 Пользуясь построенным графиком, методом численного дифференцирования, найдите напряженность Е поля для разных значений *r*, зная, что

$$E = \frac{\Delta \varphi}{\Delta r},\tag{2.2}$$

где $\Delta \varphi$ пременение потенциала на отрезке Δr ,

Расчет по формуле (2.2) проводится следующим образом. Выбрав значение r_1 , установите по графику значение φ_1 , соответствующее значению r_1 , а затем φ_2 для $r_2 = r_1 + \Delta r$. При этом точки, характеризуемые значениями r_1 и r_2 необходимо выбирать лежащими на одной силовой линии поля. Разделив $\Delta \varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ на Δr , получим численное значение напряженности E поля. Расчет выполните для 7–8 значений r, охватывающих весь интервал расстояний между электродами. Результаты расчетов занесите в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты измерений и расчетов

<i>r</i> ₁ , мм	φ_1, B	<i>r</i> ₂ , мм	<i>φ</i> ₂ , B	$\Delta \varphi$, B	<i>Е</i> , В/м

PEROMORALIN

Тема 3 Изучение работы конденсатора

- 1 Квазистационарные токи
- 2 Дифференциальные уравнения для *RC*-цепи
- 3 Зависимость тока заряда и разряда конденсатора от времени

Основные понятия по теме

Если подключить конденсатор к источнику постоянного тока, то напряжение на нем U_c экспоненциально возрастает, астичитотически стремясь к ЭДС источника.

Для мгновенных значений заряда Q, силы тока I и напряжения U можно записать:

$$I = \frac{U}{R}, q = CU, I = -$$
(3.1)

(3.2)

Полагая, что ток, текущий в элексрической цепи является квазистационарным, и исключая силу тока *I* и напряжения *U* из уравнений (3.1), получаем:

$$\frac{dq}{dt} + \frac{dq}{RC} = 0$$
или $\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt.$
Интегрируя (3.2), получаем:
$$lnq = -\frac{t}{RC} + C.$$

Постоянная *C* определяется из условия, что в начальный момент времени t = 0 заряд конденсатора равен q_0 . В этом случае имеем:

$$lnq - lnq_0 = \frac{t}{RC}$$
или $q = q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$.

Напряжение на конденсаторе также изменяется по экспоненциальному закону (кривая 1 на рисунке 3.1):

$$U = \frac{q}{c} = \frac{q_0}{c} e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} , \qquad (3.3)$$

где *U*₀ – напряжение в начальный момент времени.

Величина $\tau = RC$ имеет размерность времени и носит название «время релаксации». За время τ заряд уменьшается в е раз (e=2,718)

Для определения времени релаксации удобно измерять время $t_{1/2}$, за которое заряд уменьшается до половины первоначальной величины:

$$\frac{1}{2}q_0 = q_0^{-\frac{t_{1/2}}{\tau}}$$

Решая данное уравнение относительно $t_{1/2}$, получаем:

$$\frac{t_{1/2}}{\tau} = ln2 = 0.693$$
 или $t_{1/2} = 0.693$ т. (3.4)

Формула (3.4) связывает «половинное» время 2 и время релаксации т.

Сила тока *I* при разряде конденсатора также изменяется по экспоненциальному закону:

$$I = -\frac{dq}{dt} = \frac{q_0}{R} + \frac{q_0}{RC} = I_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

При заряде конденсатора скон изменения напряжения на его обкладках выглядит следующим образом (кривая 2 на рисунке 3.1):



Рисунок 3.1 – Зависимость напряжения в цепи от времени для разряда (кривая 1) и заряда (кривая 2) конденсатора

Вопросы для самоконтроля

1 Что такое квазистационарные токи.

2 Запишите дифференциальные уравнения для *RC*-цепи.

3 Поясните зависимость тока заряда и разряда конденсатора от времени.

4 Как определить τ цепи из осциллограммы.

5 Поясните графики, отражающие процессы заряда-разряда конденсатора, приведенные на рисунке 3.1.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г.У. Ландсберга. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - Т. 2: Электричество и магнетизм. - 488 с.

2 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм (учеб. / А. Н. Матвеев. - СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

3 Яворский, Б. М. Справочник по физки Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир и образование, 2006. – 1056 с. ALINO

Лабораторная работ

Изучение процессов заряда и разряда конденсатора

Цель работы: своение понятия об электрической емкости, изучение процессов саряда и разряда конденсатора осциллографическим методом, оппеделение времени релаксации процесса и емкости конденсатора

Приборы и принадлежности: магазин сопротивлений (2 шт), магазии сикостей, источник питания, генератор низкочастотный, осцилoab C1-117.

Описание установки

Работа выполняется по схеме, приведенной на рисунке 3.2.



С низкочастотного генератора прямоугольный сигнал через два магазина сопротивлений (R₁ и R₂) подается на магазин емкостей. Для того чтобы получить осциллограммы заряда конденсатора, необходимо через постоянные промежутки времени подключать конденсатор к цепи и сразу же его отключать. Причем частота переключения должна быть такой, при которей чезаметно было бы мерцание изображения на экране. Роль такото переключателя в данной работе выполняют прямоугольные импульсы, получаемые с выхода генератора. В момент времени t_1 (рисснок 3.3) конденсатор начинает заряжаться через сопротивление к₂: напряжение на нем начинает увели-чиваться по экспоненциальному закону (кривая 2 на рисунке 3.1). В момент времени t_2 (рисунок 3.2) импульс заканчивается, и конденсатор начинает разряжаться через сопротивление $R = R_1 + R_2$: напряжение на нем начинает уменьшаться также по экспоненциальному закону (кривая Дерисунке 3.1). При поступлении следующего импульса процесс пов оряется.



Рисунок 3.3 – Осциллограмма процесса заряда-разряда конденсатора

Ход работы

1 Используя рисунок 3.2, соберите рабочую схему.

2 Установите следующие значения параметров выходного напряжения генератора: частота 1 кГц, напряжение 2 В.

3 Получите на экране осциллографа последовательность прямоугольных импульсов и убедитесь в соответствии отображаемых параметров установленным на генераторе.

4 Установите на магазинах сопротивления и емкостей следующие значения: $R_1 = 100$ Ом, $R_2 = 1$ кОм, $C = 100^{-2}$ мкФ.

5 Получите на экране осциллографа изображение импульсов заряда и разряда конденсатора. С помощью ручек *«Вольт/делен»*, *«синхронизация»*, и *«время/делен»* побейтесь устойчивого неподвижного изображения процесса заряда и разряда конденсатора. Совместите начало кривой заряда с началом сетки экрана осциллографа.

6 Зарисуйте координатную сетку экрана осциллографа, используя значения U и t. Барисуйте кривую заряда конденсатора, предварительно зафикенсовав 5-6 точек на кривой. Совместите начало кривой разряда с началом сетки экрана осциллографа и проведите аналогичные дейстия для кривой разряда. Постройте кривые заряда и разряда на одном трафике (рисунок 3.1).

УИз графика определите время, за которое напряжение изменяется в два раза – $t_{1/2}$. Определите величину $A = \frac{t_{1/2}}{R_2 C}$ для кривой заряда и величину $A = \frac{t_{1/2}}{(R_1 + R_2)C}$ для кривой разряда и сравните полученный результат с теоретическим значением ($A_{\text{теор}} = 0,693$).

8 Проведите измерения $t_{1/2}$ для других значений R_2 и C, причем подберите их так, чтобы заряд и разряд были достаточно полными.

Рассчитайте соответствующие значения A и сравните их с теоретическим. Результаты всех измерений занесите в таблицу 3.1. Рассчитайте погрешность измерений по формуле $\delta = \frac{\bar{A} - A_{\text{теор}}}{A_{\text{теор}}}$, где \bar{A} – среднее значение всех результатов.

<i>R</i> ₂ , Ом	С, мкФ	<i>t</i> _{1/2} , c	Α	Ā	δ
					0
				L C	
				As	
			,		
				X	
				7	
			De la companya de la comp		
			N		
		- A	V ¹		
		MAL			
		JVI			
	RIT				
	\mathcal{O}^{*}				
21	× *				
of the					
PEILO3M	10PMr.				

Таблица 3.1 – Результаты измерений и расчетов
Тема 4 Изучение сегнетоэлектриков

- 1 Понятие о сегнетоэлектриках
- 2 Основные свойства сегнетоэлектриков
- 3 Точка Кюри
- 4 Связь вектора индукции с вектором поляризации

Основные понятия по теме Сегнетоэлектрики – класс диэлектриков, которые объедают поляризованностью даже в отсутствии поля (спонтаниая поляризованность). Диэлектрическая проницаемость (є) зависих от напряженности Е электрического поля, и при некоторых значениях напряженности относительная диэлектрическая проницаемость ε_r принимает очень большие значения ($\varepsilon_r \sim 10^4$). Характерными примерами сегнетоэлектриков являются такие химические содинения, как сегнетова соль $NaKC_4H_4O_6$ ·4 H_2O_7 , титанат бария $BaRO_3$ и другие.

Сегнетоэлектрики представляют собой разновидность полярных диэлектриков, молекулы которых вследствие асимметрии их строения обладают дипольными моментами даже в отсутствие внешнего электрического поля. В обычных полярных диэлектриках дипольные моменты различных молекул в отсутствие внешнего электрического поля ориентированы хаотически из-за теплового движения молекул. Поэтому суммарных пипольный момент молекул в любом физически бесконечно матом объеме равен нулю. В сегнетоэлектриках имеет место сильное взаимодействие между дипольными моментами молекул, характерная энергия которого превышает энергию хаотического теплово движения молекул. Вследствие этого взаимодействия, дипольные моменты близких молекул ориентируются в одном напоавлении, то есть происходит самопроизвольная поляризация сегнетоэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля. Область сегнетоэлектрика, в пределах которой все дипольные моменты ориентированы в одном направлении, называется сегнетоэлектрическим доменом. Сильная спонтанная поляризация такого домена приводит к возникновению в окружающем пространстве электрического поля. Минимизация энергии внешнего электрического поля достигается благодаря поляризации доменов в различных направлениях. В этом случае суммарный дипольный момент всего сегнетоэлектрика и напряженность электрического поля в окружающем пространстве близки к нулю. Принимая во внимание доменную структуру сегнетоэлектриков, можно качественно объяснить их диэлектрические свойства. При помещении сегнетоэлектрика во внешнее электрическое поле возникает взаимодействие с этим полем. Поскольку потенциальная энергия дипольного момента \vec{p} в электрическом поле с напряженностью \vec{E} равна $W = -\vec{p}\vec{E}$ и имеет минимум при параллельной ориентации векторов \vec{p} и \vec{E} , то по мере возрастания напряженности поля будет происходить постепенная поляризация доменов в направлении внешнего электрического поля. Приблизительный график зависимости электрического поля показан на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – График зависимости поляризации сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля

На рисунке 4.1 R – поляризация сегнетоэлектрика, $P_{\text{нас}}$ – насыщенное значение поляризации сегнетоэлектрика, ε_0 – электрическая постоянная, E – напряженность электрического поля, $E_{\text{кр}}$ – критическое значение напряженности электрического поля, физический смысл которого будет выренен ниже (рисунок 4.3). Рисунок 4.1 показывает, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности электрического поля, касательная к кривой $P(\varepsilon_0 E)$ проходит через начало координат.

Кривая имеет горизонтальный участок, соответствующий состоянию насыщения поляризации $P = P_{\text{нас}}$. В этом состоянии весь объем сегнетоэлектрика поляризован в направлении внешнего электрического поля, и при возрастании напряженности не может происходить дальнейшее увеличение поляризации. Что касается электрической индукции

$$D = \varepsilon_0 E + P, \tag{4.1}$$

то состоянию насыщения поляризации сегнетоэлектрика (P = const) соответствует линейная зависимость между величинами D и E. Значение $P_{\text{нас}}$ можно определить путем экстраполяции линейного участка кривой $D(\varepsilon_0 E)$, образующего с осью абсцисс угол $\frac{\pi}{4}$, до пересечения с осью ординат. При этом длина отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат, равна $P_{\text{нас}}$ (рисунок 4.2).



Рисунок 4.2 – График зависимости электрической индукции от напряженности поля

Поскольку в общем случае и мест место нелинейная зависимость электрической индукции D и напряженности поля E, то относительная диэлектрическая прочицаемость ε_r является функцией E. Из (4.1) следует зависимость

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = 1 + \frac{P}{\varepsilon_0 E},\tag{4.2}$$

график которой представлен на рисунке 4.3.



Рисунок 4.3 – График зависимости относительной диэлектрической проницаемости от напряженности поля

В соответствии с рисунком 4.1, при малых значениях E поляризация быстро растет, а относительная диэлектрическая проницаемость увеличивается. При больших напряжённостях рост поляризации замедляется, и ε_r , достигнув максимального значения, начинает монотонно убывать. После перехода сегнетоэлектрика в состояние насыщения поляризации относительная диэлектрическая проницаемость стремится к единице по гиперболическому закону

 $\varepsilon_r = 1 + \frac{const}{F}.$

Таким образом, эффективное использование больших аначений ε_r возможно только при определенных напряженностях электрического поля, когда сегнетоэлектрик еще не находится в состоянии насыщения поляризации. Напряженность $E_{\rm kp}$, при которой, относительная диэлектрическая проницаемость ε_r имеет максимальное значение, можно определить из условия $\frac{d\varepsilon_r}{d(\varepsilon_0 E)} = 0$. Используя выражение (4.1), (4.2), получаем соотношения:

$$\frac{P}{\varepsilon_0 E} = \frac{dP}{d(\varepsilon_0 E)} + \frac{dP}{\varepsilon_0 E} = \frac{dD}{d(\varepsilon_0 E)},$$

означающие, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности электрического поля, касательные к кривым $P(\varepsilon_0 E)$ и $D(\varepsilon_0 E)$ проходят через начало координат. При уменьшении напряженности значения электрической индукции поляризованного сегнетоэлектрика измеряются медленнее, чем это происходило при первоначальной поляризации образца (рисунок 4.4).

Это связано со свойством доменов частично сохранять прежнее направление поляризации. Значение P_r характеризует остаточную поляризацию сегнетоэлектрика при полном выключении электрического поля. Для того, чтобы ликвидировать остаточную поляризацию образца, необходимо приложить электрическое поле в противоположном направлении.

Длина отрезка $0E_C$ пропорциональна напряженности поля, необходимого для полной деполяризации сегнетоэлектрика. При дальнейшем увеличении *E* происходит поляризация образца в противоположном направлении, и в случае гармонического изменения напряженности поля зависимость *P*(*E*) имеет вид замкнутой кривой, изображенной на рисунке 4.4. Эта кривая называется петлей гистерезиса.

Как следует из рисунка 4.4, зависимость индукции и относительной

диэлектрической проницаемости ε_r от напряженности поля является неоднозначной, и на состояние сегнетоэлектрика при некотором значении напряженности влияют предшествующие значения *E*. Явление гистерезиса можно наблюдать с помощью установки, принципиальная схема которой представлена на рисунке 4.5.



Рисунок 4.5 – Принципиальная схема установки

Переменное напряжение ~110 В подводится от источника питания на делитель, состоящий из сопротивлений R_1 и R_2 . Параллельно делителю включены две последовательно соединённые емкости: исследуемый конденсатор C_1 , заполненный сегнетоэлектриком, и эталонный C_2 .

Величина подаваемого переменного напряжения регулируется переменным резистором (ручка на лицевой панели кассеты). При подаче напряжения в электрическую цепь обеспечивается поляризуемость сегнетокерамического конденсатора C_1 – диэлектрический гистерезис.

Напряжение на сопротивлении R_2 , подаваемое на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа (вход X), U_x является пропорциональным полному напряжению U

$$U_x = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U.$$

На вертикально отклоняющие пластины осциллографа вход Y) напряжение U_2 подается непосредственно с эталонного конденсатора $C_2(U_y)$.

При синусоидальном изменении внешнего напряжения электронный луч прочертит на экране осциллографа кривую, обсцисса и ордината точек которой пропорциональны соответственно величинам *E* и *P*.

Используя определение емкости конденсатора



и учитывая, что при последоважельном соединении конденсаторов их заряды одинаковы, получает



Поскольку сикость эталонного конденсатора C_2 значительно превышает сикость конденсатора C_1 , заполненного сегнетоэлектриком, то выполняются соотношения

$$U_1 \gg U_2, U_1 = U - U_2 \approx U.$$

Используя формулу для определения напряженности электрического поля, получим

$$E = \frac{U_1}{d} \approx \frac{U_x}{d},\tag{4.3}$$

где *d* – толщина сегнетоэлектрика.

Индукция *D* электрического поля определяется по формуле

$$D = \frac{C_2}{s} U_y \quad , \tag{4.4}$$

где *S* – площадь пластины сегнетоэлектрика.

Учитывая формулы (4.3) и (4.4), диэлектрическую проницаемость ε_r находим по формуле

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{C_2 dU_y}{\varepsilon_0 SU_x}.$$

Рассмотренные свойства сегнетоэлектриков проявляются лишь при определенных температурах. При нагревании образца взаимодействие дипольных моментов молекул ослабляется, и при некоторой температуре T_0 , называемой температурой Кюри, происходит разрушение доменов. Спонтанная поляризация образца исчезает, и он, из сегнетоэлектрика превращается в обычный диэлектрик. При температурах, незначительно превышающих температуру Кюри, диэлектрическая проницаемость образца быстро убывает в соответствии с законом Кюри-Вейсса



где А – постоянная.

Некоторые образцы имеют также нижнюю точку Кюри T'_0 , и их сегнетоэлектрических свойства проявляются только в интервале температур $T'_0 < T < T_0$. В этом случае зависимость диэлектрической проницаемости температуры при $T < T'_0$ имеет следующий вид:

$$\varepsilon = 1 + \frac{A}{T_0' - T}.$$

Вопросы для самоконтроля

1 Поясните механизм поляризуемости диэлектриков при наложении внешнего электрического поля.

2 Назовите свойства сегнетоэлектриков. Что такое домены?

3 Объясните диэлектрический гистерезис. Приведите определение диэлектрической проницаемости и других параметров сегнетоэлектриков.

4 Приведите зависимость поляризации, электрической индукции и

относительной диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от напряженности электрического поля.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г. С. Ландсберга. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - Т. 2: Электричество и магнетизм. - 488 с.

2 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

Иродов. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с

латорная работа 4 Определение электрических параметров сегнетоэлектриков Цель работы: определит гоэлектрика Цель работы: определить диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика, остаточную индукци корорцитивную силу и тангенс угла диэлектрических потерь.

Приборы и принадлежностих кассета ФПЭ-02/07, источник питания, вольтметр цифровой Влуч, осциллограф С1-73.

Описание установка

Кассета ФПЭ-2207 содержит исследуемый диэлектрик – сегнетокристалл ТТСе (конденсатор C_1 , схема на рисунке 4.5).

Принцип отботы установки основан на поляризации сегнетоэлектрика в закисимости от напряженности электрического поля, подаваемого на образец.

Касста соединяется кабелем с источником питания, к гнездам *PV* пояключается вольтметр, а к гнездам У и Х – осциллограф. Потенциометром R_3 на лицевой панели ФПЭ-02/07 можно изменять напряжение, а, следовательно, и напряженность поля \vec{E} . При этом напряженность внешнего поля \vec{E} в обоих конденсаторах будет пропорциональна общему напряжению U. В свою очередь, заряд Q пропорционален вектору электрической индукции \vec{D} в исследуемом образце $(\vec{D} \sim P)$.

Итак, на горизонтальный вход Х осциллографа подается общее

напряжение, т. е. величина, пропорциональная \vec{E} , а на вертикальный Y – напряжение, пропорциональное заряду Q и, следовательно, вектору электрической индукции \vec{D} .

Ход работы

1 Включив осциллограф, выключите генератор развертки. На экране отыщите луч в виде точки и поместите его в центре экрана осциллографа. Прокалибруйте X-вход осциллографа. Для этого на X-вход от этого же осциллографа подайте калибровочное напряжение (разъемы на левой панели) и сопоставьте калибровочное напряжение с масштабной сеткой осциллографа.

2 Подключите через кабель к кассете $\Phi\Pi$ Э-02(0) источник питания, предварительно выведя все потенциометры источника питания в крайнее левое положение. При этом ручка потенциометра «*Per U*» на кассете устанавливается в среднем положении. К соответствующим гнездам кассеты подключите вольтметр и сциллограф (рисунок 4.6).



Ристнок 4.6 – Блок-схема экспериментальной установки

Иолучите на экране осциллографа петлю гистерезиса. Добейтесь путем изменения сопротивления потенциометра R_3 (на передней панели кассеты), чтобы петля гистерезиса занимала весь экран. Перерисуйте её на миллиметровку в осях D и E, используя формулы 4.3, 4.4. Уменьшая напряжение на сегнетоэлектрике потенциометром «*Per U*», зарисуйте на этом же рисунке еще две других петли гистерезиса.

4 Определите для всех петель гистерезиса величину полной поляризации P и соответствующую ей напряженность E_p , а также остаточную индукцию D_{oct} и коэрцитивную силу E_k (отрезки $0P_r$ и $0E_c$, рисунок 4.4). Результаты занесите в таблицу 4.1.

5 Используя рисунок на миллиметровке и формулу 4.5, рассчитайте относительную диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика для различных напряженностей электрического поля *E* и сделайте соответствующие выводы. Результаты занесите в таблицу 4.1.

6 Определите величину максимального напряжения U_m , подаваемого на сегнетоэлектрик, при котором еще не наблюдается подав гистерезиса, т. е. когда $P \sim E$, и соответствующую ему напряженность поля E_m .

7 Определите тангенс угла диэлектрических потерыю формуле:

$$tg\delta = 2\frac{s_n}{x_1y_1},\tag{4.6}$$

где S_n – площадь петли гистерезиса, вкраженная в единицах деления шкалы осциллографа,

шкалы осциллографа, x_1, y_1 – координаты вершины ист. гистерезиса на экране осциллографа.

Таблица 4.1 – Результаты измерений и расчетов

	8	e 🖌		D		D	
E_p	E_p		$P, \frac{K\pi}{M^2}$	$E_p, \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{M}}$	$D_{\text{OCT}}, \frac{K\pi}{M^2}$	$E_k, \frac{B}{M}$	tgδ
4	3	$\overline{2}$	M	111	M	М	
		RV.					
		\mathbf{D}^{\prime}					
		*					

элктримечание – Для получения симметричной петли гистерезиса в исследуемую элктрическую цепь можно подавать через разъём постоянную составляющую напряжения, которая регулируется потенциометром «12-120 В» на лицевой панели источника питания. Помните, что это напряжение должно быть не более 40 В.

Используемые данные:

 $R_1 = 1$ МОм, $R_2 = 56$ кОм, $R_3 = 4,7$ кОм, $C_2 = 156$ нФ. Значения d и S уточните у преподавателя.

Тема 5 Изучение зависимости электрического сопротивления проводников от температуры

- 1 Зонная теория твердых тел
- 2 Электропроводность металлов
- 3 Зависимость сопротивления металлов от температуры

Основные понятия по теме

Все вещества по признаку электропроводности делятся на проводники (металлы, электролиты и ионизированные газы), диэлектрики (изоляторы) и полупроводники. В проводниках имъются свободные заряды, обусловливающие электрический ток. Электрическим током называется упорядоченное движение свободных электрических зарядов (в металлах – свободных электронов, в электролитах – ионов). За направление тока принято считать направление движения положительных зарядов. В металлах направление тока и направление движения свободных электронов противодомжны.

Силой тока I называется количество электричества (или заряда) Δq , проходящее через поперечное сечение S проводника за 1 секунду



где Δt – время прехождения заряда Δq .

Ток, сила и направление которого не изменяются со временем, называется постоянным.

Рассмотрим электрический ток в металлах. Согласно электронной теории проводимости, созданной голландским физиком Г.А. Лоренцем и немении физиком П. Друде, кристаллическая решетка металла образована положительными ионами и свободными электронами. Свободные электроны (бывшие валентные электроны, потерявшие связь с атомами и превратившие их в положительные ионы), хаотически двигаясь в металле со скоростью \vec{v} , сталкиваются друг с другом и с ионами кристаллической решетки. Упорядоченное же движение свободных электронов в проводнике вызывается действием электрического поля напряженностью \vec{E} . Скорость направленного движения значительно меньше скорости хаотического движения $u \ll v$, т.к. упорядоченное движение электронов тормозится непрерывными столкновениями с

ионами кристаллической решетки (рисунок 5.1). При этих столкновениях электроны теряют скорость и энергию. В этом состоит физический смысл электрического сопротивления.



Для осуществления упорядоченного движения электронов необходимо постоянно поддерживать на жонцах проводника разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ (электрическое напряжение). Это достигается подключением в электрическую цепь специального устройства – источника тока.

При постоянной температуре концентрация электронов n и подвижность b постоянны, при этом плотность тока пропорциональна напряженности поля:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E},\tag{5.1}$$



$$\sigma = e_0 nb \tag{5.2}$$

носит название проводимости данного вещества и при неизменной температуре является постоянной величиной, характеризующей электропроводность данного вещества. Величина, обратная удельной проводимости, называется удельным сопротивлением (ρ):

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e_0 n b}.\tag{5.3}$$

Здесь e_0 – элементарный электрический заряд, n – концентрация электронов, *b* – подвижность электронов.

Так как в однородном поле

$$E=\frac{U}{l},$$

$$j=\sigma\frac{u}{l},$$

проводника, то $j = \sigma \frac{U}{l}$, где U – электрическое напряжение. Умножая обе части последнего уравнения на ноладь S поперечного сечения провода, получим $jS = \sigma S \frac{U}{l}$, или

$$I = U \frac{\sigma s}{l} = \sigma t, \qquad (5.4)$$

где *I* – сила тока,

 $g = \frac{\sigma S}{l}$ – величина, зависяция от материала провода, его длины и поперечного сечения и называемая проводимостью, при неизменной

температуре постоянная для данного проводника. Учитывая, что $p = \frac{1}{R}$ и $\rho = \frac{1}{\sigma}$, имеем $R = \frac{\rho l}{s}$. Тогда $\rho = \frac{RS}{l}$. Прово-димость измеряется в сименсах: 1 См = $(1 \ Om)^{-1}$.

С повышением температуры проводника подвижность свободных электронок уменьшается, т. к. столкновения частиц следуют чаще, и при одного той же напряженности поля средняя скорость их упорядоченого движения уменьшается. Уменьшение подвижности электрона приводит, согласно (5.3), к увеличению удельного сопротивленя. Действительно, при нагревании металлов наблюдается увеличение удельного сопротивления и сопротивления всего проводника. При нагревании электролитов и угля, кроме уменьшения подвижности b, происходит увеличение концентрации электронов *n* и, несмотря на уменьшение b, удельное сопротивление этих проводников при нагревании уменьшается.

Следует отметить, что изменение температуры почти не влияет на сопротивление некоторых сплавов металлов. Сплавы обладают большим удельным сопротивлением, чем составляющие их металлы. Это объясняется тем, что у сплавов неправильная структура и сильно уменьшенное время свободного пробега электронов. Изменение температуры сплава незначительно влияет на изменение b, поэтому удельное сопротивление некоторых сплавов почти не зависит от температуры.

С достаточной точностью в пределах от 0°С до 100°С относительное приращение сопротивления R металлов можно считать пропорциональным приращению температуры $\Delta t = t - t_0$, т. е.

ИЛИ

 $\Delta t = t - t_0$, т. е. $\frac{\Delta R}{R_0} = \alpha \Delta t,$ $\frac{(R-R_0)}{R_0} = \alpha (t - t_0),$ $R = R(t + \alpha t),$ (5.5)

откуда

где R_0 – сопротивление при $= 0^{\circ}$ С,

R – сопротивление при температуре t,

α – температурный коэффициент сопротивления, численно равный относительному приращению сопротивления при нагревании проводника на 1°

Температурный коэффициент сопротивления химически чистых металлов близок и 0,004 (°C)⁻¹, поэтому, например, сопротивление меди увеличивается примерно на 4% при нагревании на 10°С. У некоторых сплавов (вонстантан, манганин) температурный коэффициент сопротивления очень мал, благодаря чему они используются для изготовления образцовых сопротивлений и магазинов сопротивления, применяются для изготовления шунтов и добавочных сопротивлений к измерительным приборам и т. д.

Уголь и электролиты имеют отрицательный температурный коэффициент сопротивления. Температурный коэффициент для большинства электролитов составляет около – 0,02 (°С)⁻¹.

Вопросы для самоконтроля

1 Приведите основы зонной теории твердых тел.

2 Что представляет собой ток в металлах, как он направлен?

3 Каков физический смысл электрического сопротивления?

4 В какой зависимости находится сопротивление металлического проводника от температуры?

Литература для самостоятельной подготовки

1 Тамм, И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм. ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 616 с.

2 Савельев, М. В. Курс общей физики : в 2 т. / М. В. Савелсев. – М. : ACT, 2008. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 336 с.

3 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

Лабораторная работа 5 Определение зависимости сопротивления металла от температуры

Цель работы: изучение зависни сти сопротивления металлов от температуры. Экспериментальное определение температурного коэффициента сопротивления металла.

Приборы и принаялежности: установка для исследования зависимости сопротивлении проводника от температуры.

Описание установки

Установка состоит из источника питания и измерительного блока (рисунки 5.2 и 5.3).





Рисунок 5.2 – Схема лицевой панели измерительного блока

Ход работы

1 Соберите экспериментальною установку. Для этого к измерительному блоку подключите карть источника питания, а к гнездам R_x - вольтметр В7-40.

2 Подготовьте приборы к работе. Для этого переключатель, расположенный на лицевой панели прибора, переведите в положение «Металл» (рисунок

3 Регулятор напряжения (рисунок 5.3) поместите в крайнее левое положение включите блок питания. Включите вольтметр и установите режим измерения сопротивления.

С помощью прибора В7-40 измерьте сопротивление металла R при комнатной температуре (комнатная температура отображается на индикаторе температуры при включении установки). Показания приборов занесите в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 – Зависимость сопротивления металла от температуры

t, °C	<i>Т</i> , К	$1/T, K^{-1}$	<i>R</i> , Ом		\overline{R} , Ом
$t_k \dots$				↑	
•••					
100°C			•		

5 Переведите регулятор напряжения в крайнее правое положение (рисунок 5.3).

6 Контролируя температуру на индикаторе, измерите сопротивление образцов R через каждые 5°C в интервале температур 20 – 100 °C, полученные данные занесите в таблицу 5.1.

7 Поместите регулятор напряжения в крайнее левое положение, произведите измерение сопротивлений *R* при охлаждении образцов до комнатной температуры, результаты также занесите в таблицу 5.1.

8 Постройте график зависимости $\bar{R} = \bar{R}(t)$ и убедитесь в его линейности. Методом экстраполичии определите сопротивление металла R_0 при 0°С и рассчитайте температурный коэффициент сопротивления металла по формуле

$$\alpha = \frac{(\bar{R} - R_0)}{tR_0},$$

где \overline{R} – сопретивление металла при некоторой температуре t.

9 Потем сравнения полученного значения со справочными данными определите металл, сопротивление которого исследовалось в работе.

Тема 6 Изучение зависимости электрического сопротивления полупроводников от температуры

- 1 Зонная теория твердых тел
- 2 Собственная проводимость полупроводников
- Зависимость проводимость полупроводников
 Зависимость проводимости полупроводников от температур
 Основные понятия по теме

Полупроводники характеризуются значениями ельного сопротивления, промежуточными между значениями дельного сопротивления проводников (~10⁻⁷ Ом·м) и диэлектриков (~10⁸ Ом·м). В научном и практическом отношении наиоклыший интерес представляют твердые полупроводники: *Si*, *Ge*, *Ce*, *i* др. – элементы IV, V и VI групп периодической системы Менделева и их химические соединения. Полупроводник называется респримесным, если он идеально химически чист и имеет идеально правильную кристаллическую решетку. Его проводимость называется собственной проводимостью полупроводника. В отличие от металлов полупроводники имеют следующие основные особенности:

1 - сопротивление полупроводников уменьшается с повышением температуры;

2 - электрический ток в полупроводниках обусловлен перемещением не только свободных, но и связанных (с атомами) электронов;

3 - небольшое количество примеси может очень сильно изменять сопротивление полупроводника (сотые доли процента изменяют сопротивление в десятки тысяч раз).

Как свидетельствуют экспериментальные данные, электроны в твердых телах могут иметь только некоторые, вполне определённые значения энергии (рисунок 6.1). Полосы А, В, С, в которых заключены разрешенные уровни энергий электронов W_i, называются разрешенными зонами, полосы, в которых разрешенные уровни отсутствуют (полосы α и β), называются запрещенными зонами. Наличие на орбите электрона обозначено точкой или крестиком, в зависимости от направления спина.

В полупроводнике величина запрещенной зоны ΔW превышает среднюю энергию теплового движения kT всего лишь в несколько десятков раз (в отличие от диэлектрика, у которого ΔW превышает kT в сотни раз). Поэтому уже при комнатных температурах часть электронов из валентной зоны может перейти в зону проводимости, и полупроводник начинает проводить электрический ток, т.е. говорят, что наблюдается электронная проводимость.



Рисунок 6.1 – Энергеткеский спектр

Отличие такого полупроводника от металла состоит в том, что в металле концентрация свободите электронов постоянна и электрическое сопротивление с ростоя температуры возрастает; в полупроводниках же рост температуры сопровождается быстрым увеличением числа электронов в зоне проводимости и, следовательно, уменьшением электрического сопротивления. Существенным отличием полупроводников от металлов является двойственная природа носителей заряда, которая экслючается в том, что, кроме появления электронов в зоне проволимости, появляются еще и вакантные места в валентной зоне – «труки», на которые могут переходить другие электроны заполненной зоны. «Дырки» эквивалентны появлению в данном месте подокительного заряда, и они начинают перемещаться как положитольный заряд (рисунок 6.2): «дырка» находится в положении а (электрон из валентной зоны перешел в зону проводимости); через некоторое время на место «дырки» перейдет электрон из соседнего узла б (переходу электрона из б в а способствует поле \vec{E}); теперь вакантное место, т.е. «дырка», оказалась в узле б, далее она переместится в следующий узел и т.д. Таким образом, в полупроводнике электроны перемещаются против поля, а «дырки» по полю, т.е. ток будет обеспечиваться движением как электронов проводимости – электронный ток, так и «дырок» – дырочный ток.



Рисунок 6.2 – Проводимость полупроводника

Найдем зависимость электропроводности полупроводника от его различных характеристик. Плотность тока j зависит от величины переносимых зарядов электронами и «Сирками» q_n^- и q_p^+ , их концентрации n_n , n_p и средней скорости их направленного движения \bar{v}_n и \bar{v}_p :

 $\vec{\mathcal{A}} = n_n q_n \bar{v}_n + n_p q_p \bar{v}_p. \tag{6.1}$

Заряды электрока и «дырки» равны по величине, но противоположны по знаку. Концентрация электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне в химически чистых полупроводниках равны друг другу $n_n = n_p$.

В соответствии с принципом запрета Паули, в каждом квантовом состоянии может находиться только один электрон, либо оно может быть свободно. Поэтому концентрация электронов, находящихся в зне проводимости, равна произведению числа имеющихся энергетических уровней в единице объема полупроводника на вероятность их заполнения. Вероятность заполнения уровней определяется функцией Ферми, которая для полупроводников имеет вид:

$$f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{kT}} + 1} \approx e^{-\frac{E-\mu}{kT}},$$
(6.2)

где Е – энергия электрона в зоне проводимости;

µ – некоторая константа для данного типа вещества, носящая название энергии Ферми;

k – постоянная Больцмана;

Т – абсолютная температура.

Так как $E - \mu \gg kT$, то единицей в знаменателе формулы (6.2) можно пренебречь.

Энергия Ферми представляет собой максимальную энергию, которую могут иметь электроны при T = 0 К. В чистых полупроводниках энергия Ферми μ лежит вблизи середины запрещенной зоны. Концентрация электронов в зоне проводимости будет равна

$$n = Ne^{-\frac{E-\mu}{kT}}.$$
(6.3)

Из уравнения (6.3) видно, что концентрация электронов в зоне проводимости будет расти с повышением температуры. Разность $E - \mu$ можно считать равной половине ширины запрещенной зоны, т.е. $2(E - \mu) = E_g$. Тогда формула (6.3) примет вид:



Энергию E_g называют также энергией активации, т.е. это энергия, которую необходимо сообщить электрону, чтобы перевести его из валентной зоны в зону проводимости. Энергия активации является важнейшей характеристикой электрических свойств полупроводника. Подстановка (6.1) дает выражение:

$$\vec{j} = q \left(\bar{v}_n - \bar{v}_p \right) N e^{-\frac{E_g}{2kT}},\tag{6.5}$$

гд q_p – заряд «дырки».

Удельная электрическая проводимость полупроводника *σ* связана с плотностью тока законом Ома в дифференциальной форме

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}. \tag{6.6}$$

Здесь $\sigma = \frac{1}{\rho}$, ρ – удельное сопротивление, \vec{E} – напряженность электрического поля. Из выражения (6.5) и (6.6) найдем σ и, обозна-

чая произведение всех постоянных для данного полупроводника величин, $\sigma_0 = \frac{q|\bar{v}_n - \bar{v}_p|N}{|\vec{E}|}$ получим

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_g}{2kT}}.$$
(6.7)

Увеличение проводимости полупроводников с повышением температуры является их характерной особенностью. С точки зрения данной теории это обстоятельство объясняется так: с повышением температуры растет число электронов, которые вследствие теплового возбуждения переходят в зону проводимости и участвуют в исоводимости.

В данной работе экспериментально определяется сопретивление R полупроводника, которое связано с σ формулой:

$$\sigma S$$

 $R = \frac{1}{l} \frac{l}{l}$

Подставляя (6.7) в (6.8), получим:

$$R = R_0 e^{\frac{E_g}{2kT}}, \tag{6.9}$$

(6.8)

где $R_0 = \frac{l}{\sigma_0 S}$ – постоянная всяичина для данного полупроводника. Графиком зависимости сопротивления от температуры будет убывающая экспонента (рисунок 6.3).



Рисунок 6.3 – Зависимость сопротивления полупроводника от температуры

Для нахождения энергии активации E_g прологарифмируем выражение (6.9):

$$lnR = lnR_0 + \frac{E_g}{2kT}.$$
(6.10)

График зависимости (6.10) от обратной температуры $\frac{1}{\tau}$ будет линейным с положительным угловым коэффициентом $tg\alpha = \frac{E_g}{2k}$ (рисунок 6.4). По наклону графика можно определить ширину запрещенной 30НЫ:

$$E_g = 2ktg\alpha$$

где k – постоянная Больцмана ($k \approx 1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К).

Тангенс угла наклона можно определить по двум точкам на фике:



1 Каковы характеристики полупроводника, проводника и изолятора с точки срения зонной теории?

опонимать под термином «дырка» в зонной теории?

то такое собственная и примесная проводимости полупроводников?

4 Почему с ростом температуры сопротивление проводников растет, а сопротивление полупроводников падает?

5 Что такое энергия активации и как она рассчитывается?

Литература для самостоятельной подготовки

1 Тамм, И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм. – М. :

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 616 с.

2 Савельев, М. В. Курс общей физики : в 2 т. / М. В. Савельев. – М. : АСТ, 2008. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 336 с.

Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. -3 М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

Лабораторная работа 6 Определение зависимости сопротивления полупроводника от температуры

Цель работы: изучение зависимости сопротивления пол проводников от температуры. Экспериментальное определение энергии активации полупроводника.

Приборы и принадлежности: установка сследования зависимости сопротивлении проводника от темпер ŊЫ. OPP

Описание установки

Общий вид установки и предс на рисунках 6.5 и 6.6.





Рисунок 6.6 – Схема лицевой панели источника питания

Ход работы

1 Соберите экспериментальную установку: для этого через разъем подайте напряжение с источника ситания на измерительный блок, а к гнездам R_x подключите вольтието В7-40.

2 Подготовьте приборы к работе. Для этого переключатель, расположенный на лицевой панели прибора, переведите в положение «Полупроводник» (рисунок 6.5).

3 Переведите регулятор напряжения в крайнее левое положение (рисунок 6.6) Включите блок питания. Включите вольтметр и переведите его в режим измерения сопротивления.

4 помощью прибора В7-40 измерьте сопротивление полупрово ника *R* при комнатной температуре (комнатная температура отображается на индикаторе температуры при включении установки). Показания приборов занесите в таблицу 6.1. Таблица 6.1 – Зависимость сопротивления полупроводника от температуры

t, °C	<i>Т</i> , К	$1/T, K^{-1}$	<i>R</i> , Ом	\overline{R} , Ом	<i>g</i> , См	$ln\overline{R}$
t_k						
•••						
100°C			↓			

5 Переведите регулятор напряжения в крайнее правое положение (рисунок 6.5).

6 Контролируя температуру на индикаторе, измерьте колротивление образцов R через каждые 5°С в интервале температур 20 – 100 °С, полученные данные занесите в таблицу 6.1.

7 Переведите регулятор напряжения в крайцее левое положение, произведите измерение сопротивлений R при охлаждении образцов до комнатной температуры, результаты также занесите в таблицу 6.1. Вычислите \bar{R} для каждой температуры занесите в таблицу 6.1.

8 С помощью формулы



рассчитайте проводимость полупроводника и занесите в таблицу значения $g = 1/\bar{R}$ и $n\bar{R}$ при различных температурах. Учтите, что единицей измерения проводимости является сименс (См).

9 Постройте график зависимости $ln\bar{R} = f(\frac{1}{T})$ и убедитесь в его линейности. Определите тангенс угла наклона графика к оси.

Коректические страние и ст

$$\Delta E = 2ktg\varphi,$$

где *k* – постоянная Больцмана.

Учитывая соотношение 1 эВ =1,6·10⁻¹⁹ Дж, выразите энергию активации в электрон-вольтах и сравните ее с характерными значениями энергии активации полупроводников.

Тема 7 Изучение вакуумного диода

- 1 Устройство и принцип работы вакуумного диода
- 2 Явление термоэлектронной эмиссии
- 3 Вольтамперные характеристики вакуумного диода

Основные понятия по теме

Как свидетельствуют экспериментальные данные, электроны в металле могут иметь только некоторые, вполне определенные значения энергии. При этом состояние электрона в металле можно описать с помощью системы энергетических уровней или дискретного энергетического спектра (рисунок 7.1).



Какдому возможному состоянию электрона, характеризуемому определённой энергией E_1 , соответствует некоторый энергетический уровень и наоборот. Распределение электронов по возможным квантовым состояниям описывается статистикой Ферми–Дирака, согласно которой вероятность заполнения состояния с энергией E определяется функцией

$$f = \frac{1}{1 + e^{-\frac{E - F}{kT}}},$$
(7.1)

где k – постоянная Больцмана,

Т – абсолютная температура,

F – некоторое характерное значение энергии, называемое электрохимическим потенциалом или уровнем Ферми.

С целью выяснения физического смысла постоянной F рассмотрим поведение функции Ферми–Дирака при абсолютном нуле температур. Полагая T = 0 в выражении (7.1), получаем f = 1 при E < F и f = 0 при E > F. Зависимость f(E) (7.1) при T = 0 имеет вид разрывной ступенчатой функции и представлена на рисунке 7.2 кривой I.

Таким образом, при абсолютном нуле температур все без исключения энергетические уровни, лежащие ниже уровня Ферми, заняты электронами. В то же время все квантовые состояния, энергия которых больше энергии Ферми, полностью свободны. Наличие такой резкой границы между занятыми и свободными энергетическими уровнями объясняется тем, что при T = 0 реализуется основное состояние твердого тела, т. е. состояние с наименьшей возможной энергией.



При этом количество заполненных квантовых состояний равно количеству электронов в металле, поскольку в соответствии с принциром запрета Паули в каждом квантовом состоянии может находиться не более одного электрона.

Если температура металла отлична от нуля, то электроны вследствие хаотического теплового движения могут заполнять энергетические уровни, лежащие выше уровня Ферми. Функция распределения (7.1) становится непрерывной. График зависимости f(E) представлен на рисунке (7.2) кривой 2. При достаточно больших *E*, удовлетворяющих условию $E-F \gg kT$, функция (7.1) принимает вид

$$f \cong e^{\frac{F-E}{kT}} = Ce^{\frac{-E}{kT}},\tag{7.2}$$

т. е. распределение Ферми–Дирака переходит в классическое распределение Больцмана.

Выражение (7.2) справедливо также для электронов, покинувших металл и находящихся в термодинамическом равновесии с электронным газом, существующим внутри металла. Пусть электрон, покоящийся за пределами металла вблизи его поверхности, имеет энергию E_0 . Тогда с помощью функции (7.2) можно найти вероятность выхода электрона за поверхность

$$f \cong e^{-\frac{E_0 - F}{kT}}.$$
(7.3)

Как свидетельствует выражение (7.3), вероятность эмиссии электронов отлична от нуля и быстро увеличивается с ростом температуры. Образование электронного облака вблизи поверхности металла вследствие теплового движения электронов называется термоэлектронной эмиссией. Основной величикой, характеризующей интенсивность термоэлектронной эмиссии, заляется так называемая работа выхода $A_0 = E_0 - F$. Это энергия, необходимая для перевода электрона с уровня Ферми за пределы металла. Для чистых металлов термоэлектронная работа выхода имеет порядок нескольких эВ. При возрастании работы выхода интенсивность термоэлектронной эмиссии и плотность электронного облака вблизи поверхности металла резко уменьшается в соответствии с выражением (7.3).

Электрическое поле, существующее внутри вакуумного диода, в соответствии с принципом суперпозиции обусловлено, с одной стороны, разностью потенциалов между электронами, а с другой – наличием пространственного заряда в объеме электронной лампы. Распределение электрического потенциала ϕ между анодом и катодом можно описать с помощью уравнения Пуассона

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{ne}{\varepsilon_0},\tag{7.4}$$

где $\rho = -ne$ – объемная плотность пространственного заряда,

n – концентрация электронов,

е – элементарный электрический заряд.

С целью упрощения задачи рассматриваются плоские электроды, ось *X* направлена перпендикулярно их поверхности, начало координат

совмещено с катодом. В этом случае зависимостью всех величин от координат У и Z можно пренебречь, и поэтому уравнение (7.4) записано в одномерной форме. Объемная плотность электрического тока в любой точке внутри диода определяется выражением

$$j = nev_g \quad , \tag{7.5}$$

где v_g – скорость упорядоченного движения электрона от катода к аноду (скорость дрейфа).

Эта скорость может быть найдена из закона сохранения эн

$$\frac{nv_g^2}{2} = e\phi, \qquad (7.6)$$

согласно которому кинетическая энергия упоряденного движения электронов обусловлена их ускорением в электрическом поле, существующем в пространстве между электродами. В результате использования соотношений (7.5), (7.6) уравнение Муассона (7.4) можно переписать в виде

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} + \frac{\alpha}{\sqrt{\phi}}, \qquad (7.7)$$

где $\alpha = \frac{j\sqrt{m}}{\varepsilon_0\sqrt{2e}}$. После умножения обеих частей уравнения (7.7) на $\frac{d\phi}{dx}$ получаем

$$\phi'' \phi' = \frac{\alpha \phi'}{\sqrt{\phi}}$$
, (7.8)
обозначено дифференцирование по *x*. Учитывая, что

где штр

$$\phi'' \phi' = \frac{1}{2} (\phi'^2), \ \frac{\phi'}{\sqrt{\phi}} = 2 (\sqrt{\phi})',$$

запишем уравнение (7.8) в виде

$$\left(\phi'^{2}\right)' = 4\alpha \left(\sqrt{\phi}\right)'. \tag{7.9}$$

При интегрировании уравнения (7.9) будем использовать граничные условия

$$\phi(0) = 0, \phi'(0) = 0. \tag{7.10}$$

Электростатический потенциал определён с точностью до произвольной постоянной, и ему можно приписать некоторое значение в любой точке пространства. Поэтому первое условие из (7.10) является фактически нормировкой потенциала. Что касается второго граничного условия, то оно означает равенство нулю напряжённости электрического поля $E = \phi'$ на поверхности катода. Справедливость этого условия можно обосновать исходя из физических соображений. В противном случае, при наличии электрического поля вблизи поверхности катода, все излучаемые термоэлектроны увлекалисто обо этим полем к аноду, и электрический ток достигал бы насыщения при любых напряжениях на лампе. Последовательно интегрируя уравление (7.9) с учетом граничных условий (7.10), получаем

$$j = \beta U^{3/2}, \qquad (7.11)$$

где $\beta = \frac{4\varepsilon_0 \sqrt{2e}}{9d^2 \sqrt{m}},$ $U = \phi(d)$ – анодное напряжение, d – расстояние между электрохами.

Такая зависимость (7.11) между объемной плотностью анодного тока и анодным напряжением называется законом Богуславского– Ленгмюра, или законом трех вторых.

Сила анодного тока может быть найдена путём умножения плотности тока (7.11) на площадь анода *S*. Если электроды имеют форму коаксиальных цилиндров, то зависимость между током и напряжением также подчиняется закону трёх вторых

$$I = \beta U^{3/2},$$
 (7.12)

R и *l* – радиус и высота цилиндрического анода,

 γ – некоторая функция отношения радиусов анода и катода R/r (например, при R/r = 10, $\gamma = 0.98$).

В случае большего отношения R/r формулу (7.12) можно получить из (7.11) в результате умножения на площадь анода $S = 2\pi R l$ и использования приближенных соотношений d = R, $\gamma = 1$.

В соответствии с законом Богуславского–Ленгмюра график зависимости $I = f(U^{3/2})$, построенный на основании экспериментальных данных, должен иметь вид прямой линии (рисунок 7.3). Измеряя тангенс угла наклона прямой относительно оси абсцисс, можно определить удельный заряд электрона.



$$\frac{e}{m} = \left(\frac{9R}{8\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 l} tg\delta\right)^2. \tag{7.13}$$

Как свидетельствуют экспериментальные данные, закон трёх вторых справедлив только при относительно небольших значениях анодного напряжения. На рисунке 7.4 приведено семейство кривых, характеризующих наблюдаемую на эксперименте зависимость j от U при различных температурах катода ($T_1 < T_2 < T_3$).



Рисунок 7.4 – Зависимость плотности тока от напряжения при различных температурах

Закон трёх вторых выполняется только при значениях анодного напряжения, которым соответствует монотонное возрастание плотности анодного тока. При этом имеет место нелинейная зависимость потенциала от координаты (кривая *1* на рисунке 7.5).

Такое распределение потенциала в пространстве между электродами обусловлено действием отрицательного объёмного заряда, сосредоточенного возле катода. Этот пространственный заряд, согласно принципу суперпозиции, ослабляет электрическое поле возле катода и усиливает это поле в области, прилегающей к аноду (рисунок со, где E_0 – напряжённость электрического поля, создаваемого разностью потенциалов между катодом и анодом, E' – напряжённость электрического поля объёмного заряда). В соответствии с таким изменением напряжённости электрического поля изменяется угох наклона кривой $\phi(x)$ к оси абсцисс (рисунок 7.5).



Рисунок 7.6 – Пространственный заряд в диоде

По мере возрастания анодного напряжения происходит уменьшение объёмной плотности пространственного заряда, и его действие не может больше компенсировать электрическое поле на поверхности катода. Нарушается второе граничное условие из (7.10), при учёте которого выведен закон трёх вторых, и, следовательно, наблюдается отклонение от этого закона. При больших значениях анодного напряжения пространственный заряд полностью исчезает, и электрическое поле внутри анода становится однородным (линия 2 на рисунке 7.5). В этом случае все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, и возникает насыщение анодного тока, при котором он практически не зависит от дальнейшего увеличения анодного напряжения (рисунок 7.5).

Сила анодного тока насыщения определяется испускатехьной способностью катода и может быть увеличена путём натревания катода. Зависимость плотности анодного тока насыщения от температуры катода можно найти в результате учёта распоеделения термоэлектронов по скоростям. Для этого рассмотрим электронное облако, сосредоточенное при отсутствии анодного канряжения вблизи поверхности катода и находящееся в динамическом равновесии с электронным газом внутри катода. В соответствии с выражением (7.2) равновесное распределение термоэлектронные по скоростям описывается функцией:

$$dn = \frac{2}{h^3} e^{-\frac{E_0 - F}{kT}} e^{-\frac{p_0 - F}{kT}} dp_x dp_y dp_z,$$

где dn – концентрация электронов, импульсы которых лежат в интервале $dp_x dp_y dp_z$, а также учтено, что энергия электрона вблизи поверхности катода $E = E_0 + E_k$ складывается из потенциальной энергии E_0 и кинестической энергии $E_k = \frac{P^2}{2m}$. Из группы электронов, *x*-составляющие тепловых скоростей которых лежат в интервале от v_x до $v_x + dv_x$, нересечь поверхность катода в течении промежутка времени dt могут только те электроны, которые находятся от катода не далес, нем на расстоянии $v_x dt$. Через элемент поверхности катода dSза воемя dt указанными электронами будет перенесён электрический заряд

$$dQ = edndV = edndSv_x dt,$$

сосредоточенный в объёме прямого цилиндра dV с основанием dS и высотой $v_x dt$. Вклад рассмотренной группы электронов в плотность тока определяется выражением

$$dj = \frac{dQ}{dSdt} = ev_x dn = e\frac{p_x}{m} dn.$$
(7.14)

Полную плотность тока можно найти в результате интегрирования соотношения (7.14) по всем возможным положительным значениям p_x (ось X направлена перпендикулярно поверхности вглубь катода). При этом составляющие импульсов электронов p_y и p_z могут принимать любые значения. Интегрируя выражение (7.14) в указанных пределах, получаем закон Ричардсона–Дешмена

$$j = AT^2 e^{-\frac{E_0 - F}{kT}}$$

где $A = \frac{4mek^2\pi}{h^3} = 6,02 \cdot 10^5 \frac{A}{M^2 K^2}.$

Выражение (7.15) определяет полную плотность электрического тока, проходящего из электронного облака черет поверхность катода. Поскольку электронное облако находится в динамическом равновесии с электронным газом внутри катода, то такой же электрический заряд пересекает поверхность катода в обратном направлении. Так как при больших значениях анодного напряжения все электроны, испускаемые катодом, достигают анода, то формула (7.15), характеризующая испускательную способность катода, одновременно даёт зависимость тока насыщения от температуры. При этом сила анодного тока связана с плотностью тока насыщения соотношением I = jS, где S – площадь катода.

Логарифмируя (7.5), получаем

$$ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = lnA - \frac{E_0 - F}{kT}.$$
(7.16)

Согласно выражению (7.16), зависимость между величинами $ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = \frac{1}{T}$ является прямо пропорциональной. Построив график зависимости $ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$, можно убедиться в справедливости формулы Ричардсона–Дешмена. Измерение тангенса угла наклона прямой позволяет определить работу выхода электрона из катода (рисунок 7.7):

$$A_0 = E_0 - F = ktg\psi. (7.17)$$



Вопросы для самоконтроля 🛪

1 Объясните принцип работы вакуумного диода.

2 Запишите закон Богусланского-Ленгмюра.

3 Как определить удельный заряд электрона с помощью вольтамперной характеристики вакуумного диода?

4 Приведите зависимость плотности тока насыщения от температуры.

5 Как определять работу выхода электрона с помощью соотношения Ричардсона Дешмена?

6 От чего зависит ток насыщения?

7 Какие существуют методы измерения работы выхода электрона из метолна?

Хитература для самостоятельной подготовки

1 Сивухин, Д. В. Общий курс физики : в 5 т. / Д. В. Сивухин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – Т. 3: Электричество. – 656 с.

2 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

3 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.
Лабораторная работа 7

Изучение явления термоэлектронной эмиссии с помощью вакуумного диода

Цель работы: исследование вольтамперной характеристики вакуумного диода, проверка закона Богуславского–Ленгмюра и определение удельного заряда электрона. Экспериментальное изучение зависимости плотности тока насыщения от температуры катода и определение работы выхода электрона на основании ураниения Ричардсона–Дешмена.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-06, источних питания, цифровой вольтметр (миллиамперметр).

Описание установки

На рисунке 7.8 представлена электрическая схема установки. Принцип работы установки основан на теклюэлектронных явлениях, возникающих в электровакуумной ламое 41114С. Регулировка и контроль необходимых параметров выпозняется с помощью источника питания и цифрового вольтметра подключённых к рабочей кассете согласно схеме.



Рисунок 7.8 – Электрическая схема установки

Диапазон напряжений накала составляет (2,5÷4,5) В, анодное напряжение равно (12÷100) В, ток накала можно изменять в пределах (1,2÷1,75) А.

Ход работы

1 Измерьте цифровым прибором сопротивление (R_k) нити накала лампы 4Ц14С при комнатной температуре.

2 Подключите к разъёму кассеты ФПЭ-06 кабель, идущий от источника питания, подключите миллиамперметр к выходных гнёздам X_1, X_2 («*PA*») (рисунок 7.9).



Рисунок 7.9 – Блок схема экспериментальной установки

3 Снимите вольтамперную характеристику диода, изменяя анодное напряжение истенциометром в пределах (12–120) В, для трёх значений тока накола $I_{\rm H}$ в интервале (1,5–1,75)А. При установке $I_{\rm H}$ фиксируйте значение напряжения накала $U_{\rm H}$. Измерения производите с шагом 1–5 В в зависимости от скорости изменения тока. Данные занесите таблицу 7.1.

На основе показаний п.3 для каждого значения напряжения накала постройте вольтамперную характеристику и определите силу тока насыщения и $tg\delta$ (рисунок 7.3).

5 Используя формулу 7.13, определите удельный заряд электрона (в формуле (7.13) $R^2/l = 0.23$). Рассчитайте погрешность измерений. Данные занесите в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Данные измерений

	U_A , ${ m B}$		12	120	tgδ	$\frac{e}{m}$	$\overline{\left(\frac{e}{m}\right)}$	$\Delta\left(\frac{e}{m}\right)$	$\Delta \overline{\left(\frac{e}{m}\right)}$
<i>I</i> _{н1} , мА	$U_{\rm H1,}{ m B}$								
$I_{ m H2}$, мА	$U_{\rm H2}$, B	<i>I</i> _a , мА							
<i>I</i> _{н3} , мА	<i>U</i> _{н3} , В								

6 Для трёх значений тока накала рассчитайте 1/T и $\ln(j/T^2)$. Температуру катода можно определить по формуле

$$t_n = \frac{R(t_n)}{R(t_k)} \left(\frac{1}{\alpha} + t_k\right) - \frac{1}{\alpha} , t_k$$

где t_k – комнатная температура,

- $R(t_k)$ сопротивление катода при комнатной ратуре, $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-3}$ град⁻¹,
- $R(t_n)$ сопротивление катода при рабоче мпературе, равное

$$R(t_k) = \underbrace{u_0}_{k}$$

где *U_n*- напряжение в цепи нака ток накала Плотность анодного тока ссчитайте по формуле

$$\int \frac{I_{\rm H}}{S}, S = 11 \cdot 10^{-6} \,{\rm m}^2.$$

а рафик $ln\left(\frac{j}{T^2}\right) = f\left(\frac{1}{T}\right)$, убедитесь в его линейности. 8 определите работу выхода электрона из вольфрама. 8 Построй

По форму

читайте погрешность измерения, учитывая, что для нити ла (вольфрам) $A_0 = 4,54$ эВ.

Примечание – Для лампы 4Ц14С диаметр нити накала $d = 3 \cdot 10^{-3}$ м, длина $l = 13 \cdot 10^{-3}$ м.

Тема 8 Определение удельного заряда электрона

1 Движение заряженных частиц в однородном электрическом и магнитном поле

- 2 Устройство и принцип работы магнетрона
- 3 Сущность метода магнетрона
- 4 Вывод формулы для удельного заряда

Основные понятия по теме

KOPMHD В настоящей работе удельный заряд электрона или отношение $\frac{e}{m}$ для электрона определяется с помощью «метода магнетрона». Это название связано с тем, что применяемая, в работе конфигурация электрического и магнитного полей подобка конфигурации полей в магнетронах-генераторах электромагнитных колебаний СВЧ.

Установка содержит электронную тампу с коаксиальными цилиндрическими электродами, помещённую внутри соленоида. При пропускании через соленоид электрического тока внутри лампы возникает магнитное поле, вектор индукции которого параллелен оси электрода. Термоэлектроны, испускаемые катодом, движутся под действием двух взаимно перпендикулярных полей: электрического поля анода, силовые линии которого направлены радиально, и магнитного поля, создаваемого соленондом. Проанализируем движение электронов в лампе, когда радих катода пренебрежимо мал по сравнению с радиусом анода. При отом электрическое поле в лампе является сильно не-однородных плотность силовых линий и, следовательно, напряжённость полубывает по мере удаления от катода. Движение электронов в лампе можно разбить на два этапа: сначала быстрое ускорение электрическим полем в области, прилегающей к катоду, где восновном происходит падение анодного напряжения, затем движение в магнитном поле с практически постоянной по модулю скоростью по траектории, близкой к окружности. Пренебрегая начальной скоростью испускаемых термоэлектронов, скорость их движения по окружности можно найти из закона сохранения энергии

$$\frac{mv^2}{2} = eU_a, \tag{8.1}$$

где *U_a* – анодное напряжение.

Центростремительное ускорение при движении по окружности сообщается электрону силой Лоренца $\vec{F} = q[\vec{v}\vec{B}]$. Используя уравнение движения электрона $\frac{mv^2}{r} = qvB$ и формулу (8.1), находим радиус траектории электрона

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{2U_a \frac{m}{e}} . \tag{8.2}$$

Из выражения (8.2) следует, что по мере возрастания индукции магнитного поля происходит всё более сильное искривление траектории электронов. При некотором, так называемом критическом значении индукции $B_{\rm kp}$, траектории электронов будут касавься поверхности анода, то есть будет выполняться соотношение $r = \frac{R_a}{2}$, где R_a – радиус анода (рисунок 8.1).



Если при значениях индукции магнитного поля $B < B_{\rm kp}$ все испускаемые катодом термоэлектроны достигают анода, то при значениях индукции $B > B_{\rm kp}$ все электроны вследствие сильного искривления их траектории возвращаются к катоду. Поэтому ток должен резко исчезать при критическом значении индукции магнитного поля (штриховая линия на рисунке 8.2).

Однако вследствие того, что испускаемые катодом термоэлектроны имеют различные начальные скорости, уменьшение анодного тока при росте индукции магнитного поля происходит более плавно (сплошная линия на рисунке 8.2). При этом наиболее быстрое уменьшение анодного тока по-прежнему соответствует критическому значению индукции магнитного поля.



позволяющее определить удельный заряд электрона методом магнетрона. Связь между индукцией магнитного поля внутри лампы и силой тока соленоида можно найти с помощью закона Био-Савара-Лапласа

$$d\vec{B}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i_0[d\vec{l}\vec{r}]}{r^3},$$

здесь $d\vec{B}_{i}$ вектор индукции магнитного поля, создаваемого элементом i $d\vec{R}$ кругового тока,

N dl – физически бесконечно малый вектор, касательный к окружности, направление которого совпадает с направлением тока,

 \vec{r} – радиус-вектор, проведённый от данного элемента тока в точку наблюдения (рисунок 8.3), квадратные скобки обозначают векторное произведение,

μ₀ – магнитная постоянная.

Векторы $d\vec{B}_0$, соответствующие различным элементам кругового тока, образуют коническую поверхность с вершиной в точке наблю-

дения, и суммарный вектор индукции магнитного поля кругового тока направлен вдоль оси Z. Вычисляя проекцию вектора $d\vec{B}_0$ на ось Z $d\vec{B}_{0z} = dB_0 sin\alpha$, учитывая, что векторы $d\vec{l}$ и \vec{r} взаимно ортогональны и интегрируя по окружности, получаем

$$d\vec{B}_{0z} = \frac{\mu_0 i_0 R_0^2}{2(z^2 + R_0^2)^{3/2}},\tag{8.4}$$

где *z* – координата центра витка тока,

 R_0 – радиус витка.



Рисунок 8.3 Определение индукции на оси соленоида

зок соленоида длиной dz (рисунок 8.4) эквива-Небольшой стр лентен круговоку току $i_0 = IdN$, где I - сила тока в соленоиде, dN =ndz – количество витков на выбранном участке соленоида, n – ли-ВИТКОВ. Производя замену переменной нейная л лотность и интегрируя соотношение (8.4) по всему соленоиду, Racta находим индукцию магнитного поля в произвольной точке О на оси соденоида:

$$B = \frac{\mu_0 ln}{2} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2) . \qquad (8.5)$$

Здесь α_1 и α_2 – углы относительно положительного направления оси z, под которыми из точки наблюдения видны радиусы соленоида у его концов.

Для точки, находящейся в центре соленоида, выражение (8.5) при-

мет следующий вид:

$$B = \frac{\mu_0 I N}{\sqrt{D^2 + L^2}} , \qquad (8.6)$$

где μ_0 – магнитная постоянная,

D – диаметр соленоида,

L - его длина,

N = nL – полное число витков.



Используя формулы (8.3), (8.6), получаем окончательное соотношение для удель заряда электрона

$$\frac{e}{m} = \frac{8(D^2 + L^2)}{R_a^2 \mu_0^2 N^2} \frac{U_a}{I_{\rm Kp}^2} , \qquad (8.7)$$

критическая сила тока соленоида, которой соответствует е́ние индукции магнитного поля $B_{\rm kp}$, то есть наиболее быстрое уменьшение анодного тока.

Вопросы для самоконтроля

1 Каков характер движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях?

2 В чем заключается сущность метода магнетрона?

3 Как определить критическое значение тока соленоида?

4 Что такое сбросовые характеристики?

5 Как повлияет на результат изменение тока в соленоиде?

6 Объясните взаимодействие элементов электрической цепи, используемой в работе.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Савельев, М. В. Курс общей физики : в 2 т. / М. В. Савелсев. – М. : ACT, 2008. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 336 с.

2 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

3 Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир и образованке, 2006. – 1056 с.

Лабораторная работа 8

Определение удельного заряда электрона методом магнетрона

Цель работы: изучить движение заряженных частиц в магнитном поле и измерить удельный заряд методом магнетрона.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-03, источник питания (амперметр), цифровой вольтметр (миллиамперметр).

Описание установки

Касста ФПЭ-03 состоит из соленоида, в центре которого расположена лампа 6Ф6С. Анодная цепь лампы имеет следующие характеростики:

– напряжение питания постоянного тока	U = 120B;
– допустимая нагрузка	I = 34 MA;
– радиус анода усреднённый	$R_a = 4,2$ мм.
Параметры цепи соленоида:	
– напряжение питания постоянного тока	U < 24B;
– допустимая нагрузка по току	I = 0-2,5A;
– число витков соленоида	N = 2500;

– длина намотки	L = 171 MM;
– диаметр намотки	<i>D</i> = 79,89 мм
— ИНДУКТИВНОСТЬ	L = 170 мГн.

Питание анодной цепи и соленоида осуществляется через разъём блока питания. Принципиальная схема установки для определения удельного заряда электрона методом магнетрона приведена на передней панели кассеты.

Ход работы

1 Подключите к кассете ФПЭ-03 источник питания через специальный разъём, к клеммам *PA* кассеты подключите тифровой вольтметр в режиме миллиамперметра (рисунок 8.5).

2 Потенциометрами на передней панели слока питания установите напряжение накала в пределах (3÷5)В, а напряжение анода в пределах (40÷90)В.



Уисунок 8.5 – Блок-схема экспериментальной установки

УРеостатом блока питания постепенно увеличьте силу тока соленоида I_c (через 0,1А), отсчитывая по амперметру на панели блока питания; одновременно следите за уменьшением величины анодного тока I_a по миллиамперметру в цепи анода. Показания занесите в таблицу 8.1.

Таблица 8.1 – Данные измерений

$I_{\rm c}$, A	0,05	0,1	0,2	0,3	•••	1,5
<i>I_a</i> , мА						
ΔI_{a} , мА						

В третью строку таблицы 8.1 запишите разность ΔI_a , двух соседних отсчетов анодного тока I_a , соответствующих двум соседним значениям тока соленоида I_c .

Величина ΔI_a характеризует крутизну уменьшения анодного тока под действием магнитного поля, создаваемого током соленоида. Наибольшая величина уменьшения анодного тока ΔI_a соответствует критическому току $I_{\rm kp}$, значение которого берётся из первой строки таблицы 8.1

4 Не изменяя напряжения накала, для двух других значений напряжения анода повторите п.3 и результати занесите в соответствующие таблицы.

5 Измените напряжение накала и обвторите измерения при трёх различных постоянных напряжения U_a . Результаты занесите в таблицу.

6 В формулу 8.7 подставьте значения U_a и $I_{\rm kp}$, а также другие постоянные и определите удельный заряд электрона $\frac{e}{m}$ для трех опытов. Определите среднет значение удельного заряда электрона $\overline{\left(\frac{e}{m}\right)}$, оцените погрешность измерения и сделайте соответствующие выводы.

7 По разультатам измерений каждого опыта постройте сбросовые характеритики лампы – зависимости анодного тока I_a от тока I_c соленения при U = const. Для нахождения критического значения силы тека $I_{\rm kp}$ в соленоиде проведите до взаимного пересечения касательную к точке перегиба сбросовой характеристики (на участке ее спада) и прямую, соответствующую изменению минимальных значений силы анодного тока (рисунок 8.6). Сравните полученные значения с расчетными.



Тема 9 Изучение распределения магнитного поля внутри соленоида

- 1 Магнитное поле соленоида
- 2 Закон Био–Савара–Лапласа
- 3 Эффект Холла

Основные понятия по теме

Соленоидом называется длинная катушка с большим числом витков в обмотке. На рисунке 9.1 показана катушка в разрезе плоскости чертежа. Ток в верхних сечениях витков катушки направлен к читателю, а в нижних – от читателя.



Магнитная стрелка, помещённая внутри катушки, показывает своим северким полюсом направление магнитного поля внутри катушки. Покарность магнитного поля определяется по правилу правой руки: если ладонь правой руки наложить на витки катушки так, чтобы четыре пальца указывали направление тока в витках катушки, то отставленный на 90° (по отношению к указательному) большой палец укажет северный магнитный полюс катушки. В центре соленоида магнитные поля складываются, и возникает почти однородное поле.

Соленоид, витки которого расположены вплотную друг к другу, эквивалентен системе круговых токов, одинаковых по радиусу и имеющих общую ось. На основании закона Био–Савара–Лапласа и

принципа суперпозиции индукция магнитного поля на оси кругового тока *i* радиуса *r* равна:

$$B = \frac{\mu_0 i r^2}{2(r^2 + m^2)^{3/2}},\tag{9.1}$$

где *m* – расстояние от центра кругового тока до точки, в которой определяется индукция.

Для нахождения индукции магнитного поля всего соленоида его делят на такие элементы, каждый из которых можно считать круговым витком, а затем применяют принцип суперпозиции. Такой элемент толщины dx показан на рисунке 9.2 и содержит $dN = \begin{pmatrix} N \\ N \end{pmatrix}$ витков. Сила тока в нём:

$$dI = IdN = \left(\frac{IN}{L}\right)dx. \tag{9.2}$$

В соответствии с формулами (9.1) и (9.2) индукция магнитного поля, созданного таким элементом, равно:

$$dB = \frac{2}{(2\pi^{3} + m^{2})^{3/2}L}$$
 (9.3)

Поскольку все элементарные векторы $d\vec{B}$ коллинеарные, индукция результирующего поля находится интегрированием выражения (9.3) по всей длине соленоида. Магнитная индукция зависит от диаметра соленоида D = 2r, его длины L и расстояния x_c . Как будет показано ниже, в центре тиченоида магнитная индукция для бесконечно длинного соленои пределяется по приближённой формуле

$$B_{\rm приб} = \frac{\mu \mu_0 IN}{L},\tag{9.4}$$

 $\Gamma \chi \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\Gamma_H}{M}$ – магнитная постоянная вакуума,

 μ – относительная магнитная проницаемость сердечника соленоида (для неферромагнитных материалов, таких как воздух, дерево, медь, алюминий $\mu \approx 1$),

I – ток соленоида,

N – количество витков соленоида,

L – длина соленоида.

Найдём индукцию магнитного поля соленоида в точке С, лежащей

на оси соленоида на расстоянии $m = x_c - x$ от его середины.

Для проведения расчёта введём координатную ось ОХ. Начало координат поместим в середину соленоида (рисунок 9.2), тогда X_c – координата точки С. Произвольный элементарный виток толщины dx с координатой X находится от точки C на расстоянии $m = x_c - x$.

Подставим это выражение в формулу (9.3):



емент расчета индукции соленоида Рисунс

При суммировании индукции полей, созданных всеми элементами, координата изменится от $-\frac{L}{2}$ до $\frac{L}{2}$. Для упрощения интегрирования введём в качестве переменной интегрирования угол φ , умножив предварительно числитель и знаменатель выражения (9.5) на *r*. При подстановке учтём, что $\frac{r^3}{[r^2 + (x_c - x)^2]^{3/2}} =$ $sin^{3}\varphi$, $r = -rctg\varphi$, $dx = \frac{rd\varphi}{sin^{2}\varphi}$, тогда выражение (9.5) примет вид:

$$dB = \frac{\mu_0 INsin\phi d\phi}{2L}.$$

Поскольку на рисунке 9.2 вектор $d\vec{B}$, а значит и вектор \vec{B} направлен

по оси *OX*, введём окончательно в качестве переменной интегрирования угол $\alpha = \pi - \varphi$, тогда $d\varphi = -d\alpha$, причём угол изменяется для точки *C* от α_1 до α_2 (рисунок 9.3).



Если длина соленоида значительно превышает его диаметр ($D \ll L$), то из формулы (9.7) следует приближённое выражение (9.4) для магнитной индукции на оси бесконечно длинного соленоида.

При использовании формулы (9.4) относительная погрешность равна:

$$\delta B = \frac{|B - B_{\Pi P \mu 6}|}{B_{\Pi P \mu 6}} = 1 - \frac{L}{\sqrt{D^2 + L^2}} = 1 - \frac{L}{\sqrt{1 + \frac{D^2}{L^2}}}.$$

Разложив $\left(1 + \frac{D^2}{L^2}\right)^{1/2}$ в степенной ряд по переменной $\frac{D}{L}$ и, отбрасывая члены, содержащие $\frac{D}{L}$ в степени больше двух, получим:

$$\delta B = \frac{D^2}{2L^2}.$$

Задавая относительную погрешность измерения магникиой индукции δB , можно найти соотношение между длиной и диаметром соленоида:

$$\frac{L}{D} \ge \sqrt{\frac{1}{2\delta b}} \tag{9.9}$$

Принимая поле внутри катушки однородным, а линии магнитного поля параллельными ее оси, находим рагнитный поток Ф внутри катушки:

 $S = \frac{\pi D^2}{4}$. Итак, используя формулы (9.4), (9.6), (9.7), можно определить магнитную инукцию поля в зависимости от координаты вдоль оси соленоида расчётным путём. В данной работе для определения магнитной импукции поля внутри соленоида опытным путём используется датчик Холла, работа которого основана на эффекте Холла. Эффектом Холла называется явление возникновения Э.Д.С. между

Эфректом Холла называется явление возникновения Э.Д.С. между боковыми гранями пластинки с током, помещённой в поперечное магнитное поле.

Эффект Холла объясняется действием силы Лоренца на движущиеся в пластине заряженные частицы. Величина этой силы определяется формулой:

$$\vec{F} = e \big[\vec{v} \cdot \vec{B} \big],$$

где е – заряд частицы,

 \vec{v} – скорость ее движения;

 \vec{B} – вектор магнитной индукции поля, квадратные скобки означают векторное произведение.

Если к граням 1 и 2 полупроводника, имеющего форму пластины, приложить постоянное напряжение (рисунок 9.4), то в цепи возникает ток.



Рисунок 9.4 – Датчик Холла (полупроводник *n*-типа)

При этом движущиеся носители зарядов полупроводника под действием силы Лоренца будут отклоняться в перпендикулярном направлении, и между точками 3 и 4 возникнет разность потенциалов, ε_x , называемая Э.Д.С. Холха.

Действие силы Поренца можно рассматривать как действие эффективной электростатической силы с напряжённостью

$$E_{\ni \varphi \varphi} = \frac{F}{e} = vB.$$

Тогна разность потенциалов, возникающая между точками 3 и 4, разна $\varepsilon_x = vBd$,

где d – расстояние между поверхностями 3 и 4.

Введём в рассмотрение плотность тока

$$j=\frac{I}{S_c}=nve,$$

где *п* – концентрация носителей заряда,

 $S_c = dh -$ площадь грани 1 (или 2),

h – толщина пластинки.

Теперь Э.Д.С. Холла можно записать в виде

$$\varepsilon_x = \frac{j}{ne} Bd = \frac{R_x I_{\mathcal{A}} B}{h},\tag{9.10}$$

где $R_x = \frac{1}{ne}$ – постоянная Холла,

 $I_{\rm Д} = 0,09$ А – рабочий ток датчика.

Из уравнения (9.10) следует, что если I = const, то $\varepsilon_x = f(B)$.

Основными параметрами преобразователя Холла являются ст-

– номинальное значение управляющего тока $I_{\text{макс}}$ (рабочни ток);

– входное сопротивление R_{10} . Измеряется между удравляющими электродами преобразователя Холла. При B = 0 значение R_{10} указывается в паспорте;

– выходное сопротивление *R*₂₀. В паспорте указывается значение *R*₂₀ между холловскими электродами при разомснутой цепи и отсутствии магнитного потока;

- чувствительность к магнитной индуктий определяется выражением



Вопросы для самоконяроля

1 Поясните зависимость магнитной индукции от координаты вдоль оси соленоида. Приведите расчётные формулы.

2 Как определить полярность магнитного поля соленоида?

3 Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа.

4 Объясните сущность метода измерения индукции магнитного поля при томощи датчика Холла.

5 Фиведите примеры практического применения явления Холла.

УЛитература для самостоятельной подготовки

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г. С. Ландсберга. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 488 с.

2 Сивухин, Д. В. Общий курс физики : в 5 т. / Д. В. Сивухин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – Т. 3: Электричество. – 656 с.

3 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

Лабораторная работа 9

Изучение зависимости магнитного поля от координаты вдоль оси соленоида с помощью датчика Холла

Цель работы: измерение магнитной индукции внутри соленоида на его оси.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-04, источники питания, цифровой вольтметр (милливольтметр).

Описание установки

Установка состоит из рабочего устройства – касселы ФПЭ-04. Кассета содержит соленоид, представляющий собой катушку, на которой намотано N = 2500 витков провода диаметром 1,06 мм. Длина намотки L = 167 мм, диаметр намотки D = 78.6 мм. Вдоль оси катушки перемещается шток. В штоке находится дарчик Холла. На штоке через 10 мм нанесены деления, с помощые которых ведётся отсчёт перемещения датчика Холла от начала катушки. На передней панели установлены 2 гнезда, к которым подключается милливольтметр для измерения Э.Д.С. Холла ε_x (рисунок \mathfrak{S}).



В нижней части передней панели расположен разъем, через который подаётся питание постоянного тока 90 мА на датчик Холла и на катушку постоянного напряжения ±24 В.

Данные датчика Холл	а типа Х501.
Размеры, мм	1×1,5×0,2
Входное сопротивление R_{10} , Ом	2,1
Выходное сопротивление R_{20} , Ом	1,9
Рабочий ток, не более, А	0,09
Чувствительность $S, B/(A \cdot T \pi)$	0,56

Ход работы

1 К разъёму кассеты ФПЭ-04 подключите кабель (если не подключен) источника питания. Подключите к выходным гнездам кассеты милливольтметр (рисунок 9.6).



2 Установите с помощью источника питания в соленоиде силу тока 0,4 А и измерьте Э.Д.С. Холла в центре соленоида. Увеличивая силу тока солевоида через 0,1А до 1,6 А проведите аналогичные измерения Э.Д.С. Холла.

3 Повторите пункт 2, уменьшая силу тока соленоида от 1,6 A до 0,4 A. Данные занесите в таблицу 9.1.

4 Вычислите значение индукции для токов, перечисленных в пункте 2, по формуле (9.4), и результаты занесите в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 – Данные измерений

<i>I_c</i> , A	0,4	0,5	0,6	0,7	 1,6
$arepsilon_{\chi}$, B					\rightarrow
$arepsilon_{m{\chi}}$, ${ m B}$	←				
$\overline{\varepsilon_{\chi}}$, B					
<i>В</i> , Тл					

5 Постройте графики зависимостей $B = f(I_c), \varepsilon_x = f(I_c),$ градировочный график $\varepsilon_x = f(B)$.

6 Используя выражение (9.10), определите концентрацию носителей заряда *n* и постоянную Холла *R_x*.

7 Установите ток в соленоиде 0,6 А.

8 Поместите датчик в конец соленоида (f = 100 мм). Вынимая датчик, через каждые 10 мм измерьте ε_x , определяя значения магнитной индукции *B* в зависимости от координати вдоль оси соленоида из градуировочного графика $\varepsilon_x = f(B)$. Результаты занесите в таблицу 9.2.

Таблица 9.2 – Данные измерений

	X, MM	0	, HQ	20	30	•••	100				
I_{1c} , A	$arepsilon_{m{\chi}}$, ${ m B}$	Á	J.Y.								
	<i>В</i> , Тл										
			,								

9 Используя танные пункта 8, постройте график зависимости магнитной индукции B от расстояния относительно центра катушки B = f(x).

10. Определите магнитный поток Φ_1 в центре соленоида.

N Повторите все измерения и расчеты по пунктам 8-10 для нескольких значений тока соленоида ($I_{2c} = 1 A$, $I_{3c} = 1,4 A$).

Тема 10 Изучение явлений взаимной индукции

- 1 Взаимная индуктивность катушек
- 2 Способы взаимного включения катушек
- 3 Коэффициент связи двух индуктивно связанных катушек

Основные понятия по теме

Каждый из контуров, по которому течет переменный ток, создает в окружающем пространстве переменное магнитное поле. В соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея, в других контурах, находящихся в магнитном поле, индуцируются электродвижущие силы, которые влияют на силу тока в этих контурах.

Следовательно, контуры оказываются взакоосвязанными посредством электромагнитной индукции.

Полный магнитный поток, пронизыстий *k*-й контур, можно записать в виде

$$\Phi_k = \sum_{i=1}^N L_k I_i, \qquad (10.1)$$

где L_{ki} – индуктивность k – контура,

 L_{ki} при $k \neq i$ – взяимная индуктивность k-го контура, и i-го контура, тура,

N – общее число проводников,

 I_i – сила тока в *i*-ом контуре. Для силы тока в *k*-ом контуре из закона Кирхгара следует уравнение

$$I_k R_k = \varepsilon_k - \frac{d\Phi_k}{dt} , \qquad (10.2)$$

 $r \mathbf{R}_{k} -$ активное сопротивление *k*-го контура,

 ε_{k} – сторонняя Э.Д.С. в этом контуре.

Подставляя выражение (10.1) в (10.2), получаем систему уравнений

$$I_k R_k = \varepsilon_k - \sum_{i=1}^N L_{ki} \frac{dI_i}{dt} . \qquad (10.3)$$

Чтобы решить данную систему уравнений относительно токов I_k , необходимо знать собственные индуктивности L_{kk} и L_{ki} , которые

играют роль постоянных коэффициентов в системе уравнений (10.3). Эти индуктивности зависят от формы, взаимного расположения и геометрических параметров контуров. Определение индуктивностей представляет собой самостоятельную задачу.

В случае двух катушек, когда одна из них одета на другую, причем обе катушки имеют общую ось, система (10.3) принимает вид

$$I_1 R_1 = \varepsilon_1 - L_{11} \frac{dI_1}{dt} - L_{12} \frac{dI_2}{dt} \\ I_2 R_2 = \varepsilon_2 - L_{22} \frac{dI_2}{dt} - L_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

Одна катушка подключена через активное сопротивление R_1 к внешнему источнику напряжения

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_0 e^{-i\omega t},$$
 (10.5)

где ε_0 – амплитуда входного напряжения

ω – его частота.

Другая катушка подключена к изокрительному прибору. Пренебрегая влиянием вторичной обмотки на ток в первичной обмотке, а также самоиндукцией контуров и учитывая, что во вторичной обмотке действует только Э.Д.С. индукции, из системы (10.4) получаем

$$I_1 R_1 \stackrel{=}{=} \varepsilon_1
 I_2 R_2 = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}
 .
 (10.5)$$

Решая систеру уравнений (10.6), находим силу тока в первичной обмотке

 $I_1 = \frac{\varepsilon_0}{R_1} e^{-i\omega t},$

Хи напряжение во вторичной обмотке

$$U_2 = I_2 R_2 = i\omega L_{21} \frac{\varepsilon_0}{R_1} e^{-i\omega t}.$$

В свою очередь, напряжение в первичной обмотке равно $U_1 = I_1 R_1$. Это позволяет выразить коэффициент взаимной индуктивности катушек следующим образом:

$$M_{21} = L_{21} = \frac{R_1}{\omega} \frac{|U_2|}{|U_1|} = \frac{R_1}{2\pi f} \frac{|U_2|}{|U_1|} .$$
(10.7)

Если поменять местами катушки L_1 и L_2 , то коэффициент взаимной индуктивности катушек, соответственно, будет равен

$$M_{12} = L_{12} = \frac{R_1}{2\pi f} \frac{|U_1|}{|U_2|} , \qquad (10.8)$$

где f – частота генератора,

 $|U_1|$ и $|U_2|$ – амплитуды напряжения на первой и второй катуліках, измеренные осциллографом,

 M_{21} – коэффициент взаимной индуктивности катушки 2 по отношению к катушке 1, который равен коэффициенту взаимной индуктивности катушки 1 по отношению к катушке $2 - M_{12}$, r. e. $M = M_{21} = M_{12}$.

Взаимная индуктивность – коэффициент, пропорциональности между током, протекающим по одной катушку, и магнитным потоком сквозь витки другой катушки.

Направление магнитных полей зависит от направления намотки катушки, поэтому на схемах начала бомотки обозначают звездочкой (*) или (.). Если токи в обеих обмотках направлены относительно помеченных зажимов, то такое включение катушки называется согласным, при этом магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складываются, коэффициент взаимной индукции *M* является величиной положительной. Если катушки включены так, что потоки самоиндукции и взаимной индуктии имеют различные знаки, то такое включение называется встречным. *M* при этом является величиной отрицательной.

Пусть длинный тонкий соленоид длиной l с площадью поперечного сечения 5 содержит N_1 витков плотной намотки. Поверх него изолированным проводом плотно намотана катушка с N_2 витками. Вычислим взаимную индуктивность M.

индукция магнитного поля внутри соленоида $B = \mu_0 \frac{\mu N_1 I_1}{l}$. Магнитный поток через каждый виток катушки 2 равен:

$$\Phi_{12} = BS = \mu_0 \, \mu \frac{N_1}{l} I_1 S.$$

Теперь получаем:

$$M = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \mu_0 \,\mu \frac{N_1 N_2 S}{l} \,, \tag{10.9}$$

здесь $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\Gamma_{\rm H}}{M}$ – магнитная постоянная,

μ – относительная магнитная проницаемость сердечника.

Выясним соотношение между индуктивностями двух индуктивно связанных катушек одинаковой длины, размещённых на тороидальном сердечнике, и их взаимной индуктивностью М. Первичная катушка имеет индуктивность

$$L_1 = \mu_0 \, \mu \frac{N_1^2 S}{l},$$

индуктивность второй катушки равна
 $L_2 = \mu_0 \, \mu \frac{N_2^2 S}{l}.$ (10.11)

*

Перемножив равенства (10.10) и (10.11) и язвлекая корень квадратный из полученного выражения, наход

$$M = \sqrt{M_2} \qquad (10.12)$$

В общем случае, при наличии магнитного рассеяния,

$$\mathcal{N} = K\sqrt{L_1 L_2}, \tag{10.13}$$

где *К* – коэффициент вязи двух индуктивно связанных катушек. Вопросси для самоконтроля

шите и объясните формулу закона Фарадея для соленоида, помоценного в изменяющееся магнитное поле.

УОбъясните понятия «магнитный поток», «магнитный поток через площадь, ограниченную витком», «взаимная индуктивность катушек».

3 Отчего зависит взаимная индуктивность катушек?

4 Какое из соединений катушек называется согласным, а какое встречным?

5 Приведите примеры определения коэффициента связи в различных цепях.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г. С. Ландсберга. -М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. - Т. 2: Электричество и магнетизм. - 488 с.

4 Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. / И. Е. Иродов. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.

5 Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир и образование, 2006. – 1056 с. KOPMHD

Лабораторная работа 10

Определение коэффициента связи двух индук связанных катушек

-эл индуктивности - ушек хля различных частот. сти: кассета ФПЭ-05/06, генератор Цель работы: определить коэффициенты ваймной индуктивности двух, расположенных на общей оси, катушки для различных частот.

Приборы и принадлежности: ГЗ-123, осциллограф С1-117.

Описание установки

Кассета ФПЭ-05/06 содержит две катушки. Короткая катушка одета на длинную, имеет с ней общую ось и может свободно перемещаться вдоль последней при комощи штока, выведенного на переднюю панель. На передней да ели кассеты установлены две пары гнёзд: «PQ» – для подключения питающего генератора и «РО» – для подключения осциллографа: Переключателя $\bar{S_1}$ и $\bar{S_2}$ – для попеременного подключения катулек к входным и выходным гнёздам (рисунок 10.1).



Ход работы

1 Установите с помощью осциллографа выходное амплитудное значение напряжения генератора $U_1 = 4$ B, f = 10-100 кГц.

2 Подключите генератор сигналов низкочастотный к входных нёздам «*PQ*», а осциллограф к выходным гнёздам «*PO*» (рисунок 16.).

3 Переключатель S_1 поставьте в положение «PQ», а S_2 в это время должен находиться в положении «PO». При этом катушка L_1 через активное сопротивление $R_1 = 10$ кОм подключается к входным гнёздам X_1 , X_2 , а катушка L_2 подключается к выходным гнёздам X_3 , X_4 .



Рисунок 02 – Блок-схема экспериментальной установки

4 Заришите в таблицу 10.1 измеренное с помощью осциллографа ампликудное значение Э.Д.С. взаимоиндукции при всех положениях и ока (от 0 до 100 мм). По формуле (10.7) рассчитайте M_{21} .

5 Переключатель S_1 поставьте в положение «*PO*», а переключатель S_2 – в положении «*PQ*». Повторите измерения по п. 4 при напряжении генератора, равном 4 В и другом значении частоты из интервала f = 10-100 кГц. По формуле (10.8) рассчитайте M_{12} . Результаты занесите в таблицу 10.1.

Таблица 10.1 – Данные измерений

$U_1 = const$, В f_1 , Гц	<i>X</i> , MM	0	10	20	• • •	100
	U ₂ , B					
	<i>M</i> ₂₁					
$U_2 = const$ B	U_{1} , B					
<i>f</i> ₂ ,Гц	<i>M</i> ₁₂					

6 Постройте графики зависимости M_{21} и M_{12} как функцик координаты x (x расстояние между центрами катушек).

7 Поставьте катушку L_1 в среднее положение тносительно катушки L_2 .

8 Установите частоту звукового сигнала по указанию преподавателя (например, 10⁴ Гц).

9 Изменяя напряжение U в цепи колушки L_1 , снимите зависимость амплитуды Э.Д.С. магнитной индукции от U в интервале $0 \div 5$ В через 1 В. По формуле (10.7) рассчитайте M_{21} . Результаты занесите в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 – Данные измерений

M — appendix and	₽K.	B	1	2	3	4	5
x = const, MM $f = const$ $\Gamma_{\rm H}$		В					
f = const, 1 H	M_2	1					
)						

10 Поставьте катушку L_1 в среднее положение относительно катущки L_2 .

11 Установите амплитуду напряжения звукового генератора по указанию преподавателя (например, 2В).

12 Изменяя частоту генератора от 5 до 20 кГц (не менее 10 точек), снимите зависимость амплитуды Э.Д.С. индукции от частоты подаваемого напряжения. По формуле (10.7) рассчитайте M_{21} . Результаты занесите в таблицу 10.3.

Таблица 10.3 – Данные измерений

x = const, MM U = const, B	<i>f</i> , Гц	5	6	7	•••	20
	U_2 , $\mathrm B$					
	<i>M</i> ₂₁					

13 По полученным результатам сделайте соответствующие выводы

DER OR OR OR OF THE OF THE OR OF THE OR OF THE OF T

Тема 11 Изучение явления магнитного гистерезиса

- 1 Понятие о ферромагнетиках
- 2 Зависимость намагниченности от напряженности поля
- 3 Закон Кюри-Вейсса

Основные понятия по теме

Ферромагнетики – это класс магнетиков, для которых карактерны необычные свойства, проявляющиеся только в определенном интервале температур. Магнитная проницаемость ферромагнетиков зависит от напряженности магнитного поля, и при некоторых значениях напряженности относительная магнитная проничаемость принимает очень большие значения ($\mu_r \sim 10^4$). Характерными примерами ферро-магнетиков являются такие металлы, как железо, кобальт, никель, а также их сплавы. Ферромагнетики предогавляют собой разновидность магнетиков, которые обладают самотойзвольной намагниченностью даже в отсутствие магнитного поля в обычных магнетиках магнитные моменты различных атомов, в отсутствие внешнего магнитного поля, ориентированы хаотически из за теплового движения молекул. Поэтому суммарный магнитный момент молекул в любом физически бесконечно малом объеме равен нулю. В ферромагнетиках имеет место сильное взаимодействие между собственными магнитными моментами электронов, характерная энергия которого превышает энергию хаотического тепловой движения молекул. Вследствие этого взаимодействия магнияные моменты близких молекул ориентируется в одном направлении, то есть происходит самопроизвольное намагничивание образца в тсутствие внешнего магнитного поля. Область ферромагнетика в пределах которой все магнитные моменты ориентированы в одной направлении, называется ферромагнитным доменом. Сильная спонтанная намагниченность такого домена приводит к возникновению в окружающем пространстве магнитного поля. Минимизация энергии внешнего магнитного поля достигается благодаря намагничиванию доменов в различных направлениях. В этом случае суммарный магнитный момент всего ферромагнетика и напряженность магнитного поля в окружающем пространстве близки к нулю. Принимая во внимание доменную структуру ферромагнетиков, можно качественно объяснить их магнитные свойства.

При помещении ферромагнетика во внешнее магнитное поле возникает взаимодействие доменов с этим полем. Поскольку потенциальная энергия магнитного момента \vec{m} в магнитном поле с напряженностью \vec{H} имеет минимум при параллельной ориентации векторов \vec{m} и \vec{H} , то по мере возрастания напряженности поля будет происходить постепенное перемагничивание доменов в направлении внешнего магнитного поля. Приблизительный график зависимости намагниченности образца от напряженности магнитного поля показан на рисунке 11.1.



Кривая имеет торизонтальный участок, соответствующий состоянию насышения намагниченности. В этом состоянии весь объем ферромагнетика намагничен в направлении внешнего магнитного поля, и при возрастании напряженности не может происходить дальнейшее увеличение намагниченности. Что касается магнитной индукции

$$\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{H} + \vec{M} \right), \tag{11.1}$$

то состоянию насыщения намагниченности (M = const) соответствует линейная зависимость между величинами B и H. Значение $M_{\rm hac}$ можно определить путем экстраполяции линейного участка кривой $B(\mu_0 H)$, образующего с осью абсцисс угол $\frac{\pi}{4}$, до пересечения с осью ординат (рисунок 11.2).



Поскольку в общем случае имеет, кесто нелинейная зависимость магнитной индукции B от напряженности поля H, то относительная магнитная проницаемость μ_r является функцией H. Из формулы (11.1) следует зависимость

график которой представлен на рисунке 11.3.



Рисунок 11.3 – График зависимости относительной магнитной проницаемости от напряженности поля

В соответствии с рисунком 11.1 при малых значениях H намагниченность быстро растет, и относительная магнитная проницаемость увеличивается, при больших напряженностях рост намагниченности замедляется, и μ_r , достигнув максимального значения, начинает монотонно убывать. После перехода ферромагнетика в состояние насыщения намагниченности относительная магнитная проницаемость стремится к единице по гиперболическому закону $\mu_r = 1 + \frac{const}{H}$. Таким образом, эффективное усиление магнитных полей возмотно только при определенных напряженностях магнитного поля, когда ферромагнетик еще не находится в состоянии насыщения намагниченности. Напряженность $H_{\rm Kp}$, при которой относительная магнитная проницаемость из условия $\frac{d\mu_r}{\mu_0 H} = 0$. Используя выражения (11.1) и (11.2), получаем:

$$\frac{B}{\mu_0 H} = \frac{dB}{d(\mu_0 H)}; \qquad \frac{M}{\mu_0 H} = \frac{dM}{d(\mu_0 H)};$$

означающие, что в точке, соответствующей критическому значению напряженности магнитного поля, какательные к кривым B(H) и M(H) проходят через начало координах. При уменьшении напряженности значения магнитной индукции намагниченного ферромагнетика изменяются медленнее, чем это происходит при первоначальной намагниченности образца (рисунок 11.4).



Рисунок 11.4 – График зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля

Это связано со свойством доменов частично сохранять прежнее направление намагниченности. Значение В₀ характеризует остаточную намагниченность ферромагнетика при полном выключении магнитного поля. Для того, чтобы ликвидировать остаточную намагниченность образца, необходимо приложить коэрцитивную силу внешнее магнитное поле напряженностью Н, достаточной для полного размагничивания образца (отрезок ОС на рисунке 11.4). При дальнейшем увеличении Н происходит намагничивание образие в противоположном направлении, и в случае гармонического изменения напряженности поля зависимость В(Н) имеет вид замкнутой кривой, изображенной на рисунке 11.4. Эта кривая называется деслей гистерезиса. Как следует из рисунка 11.4, зависимость индукции и относительной магнитной проницаемости от напряженности поля является неоднозначной, и на состояние ферромагнетика при некотором значении напряженности влияют также предшествующие значения Н. Рассмотренные свойства ферромагнетиков проявляются лишь при определенных температурах. При нагревании образца взаимодействие магнитных моментов электронов ослабляется, и при некоторой температуре T₀, называемой температуров Кюри, происходит разрушение доменов. Спонтанная намагничениеть образца исчезает, и он из ферромагнетика превращается в общный парамагнетик. При температурах, незначительно превылающих температуру Кюри, магнитная проницаемость образца быстро убывает в соответствии с законом Кюри-Вейсса:

$$\mu_r = 1 + \frac{A}{T - T_0}$$

где А – постоянная.

Таким образом, магнитные свойства ферромагнетиков – веществ, способных сильно намагничиваться – полностью аналогичны электринеским свойствам сегнетоэлектриков.

Вопросы для самоконтроля

1 Нарисуйте и объясните кривую намагничивания, график зависимости *B*(*H*) ферромагнетика.

- 2 Вычислите *H* в длинном соленоиде.
- 3 Как происходит намагничивание ферромагнетиком?

- 4 Что такое петля гистерезиса? Какие причины ее вызывают?
- 5 Каким образом можно размагнитить образец?
- 6 Что такое потери энергии на гистерезис?

Литература для самостоятельной подготовки

1Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г. С. Ландсберга. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 488 с. 2 Калашников, С. Г. Электричество : учеб. / С. Г. Калашников, М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

ЗФейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Выпуск Э. Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Санкс. – М. : Едиториал УРСС, 2008. – 304 с.

Лабораторная работа 11

Изучение магнитного гистерезиется помощью электронного осциллографа

Цель работы: изучить явление магнитного гистерезиса.

Приборы и принадлежности кассета ФПЭ-07/02, низкочастотный генератор, осциллограф.

Описание установки

Лабораторная работа проводится на установке, состоящей из кассеты ФПЭ-0742, генератора и осциллографа, собранной по схеме (рисунок 115).



Рисунок 11.5 – Принципиальная схема установки
Принцип работы установки основан на явлении гистерезиса, возникающего в ферромагнетиках. Исследуемым образцом является сердечник тороидального трансформатора из марганец-цинкового феррита M2000HM размерами $31 \times 18,5 \times 7$ мм ($D_{\text{внеш}} \times D_{\text{внутр}} \times h$), с двумя обмотками (число витков первичной обмотки $N_1 = 200$, число витков вторичной обмотки $N_2 = 50$). Первичная обмотка подключается к генератору, вторичная обмотка (измерительная) подключается к осциллографу, на экране которого воспроизводится петдятистерезиса исследуемого образца. В цепи, состоящей из наматичивающей обмотки, генератора сигналов и резистора $R_1 = 100$ м, со-здается переменный ток (напряжение 2–5 В, частота 700–800 гц, гнезда Х₁, Х₂). Используемый железный образец имеет форму тора, его намагничивание осуществляется с помощью кольцевой обмотки (рисунок 11.6). Если радиус тора R_0 значительно превышает радиус его поперечного сечения r_0 (сердечник имеет форму тонкого кольца), то магнитное поле, существующее в обмотке, явиется однородным всюду внутри нее. При этом силовые линии имеюх рорму окружностей, общий центр которых совпадает с ценром тора



Рисинок 11.6 – Исследуемый образец, сердечник трансформатора

Поскольку вектор напряженности магнитного поля всюду параллелен поверхности образца, то из граничных условий для векторов магнитного поля следует, что значения \vec{H} внутри и вне образца равны между собой. Это обстоятельство позволяет при выполнении расчётов не делать сложных поправок на геометрическую форму образца и существенно упрощает определение магнитной проницаемости железа. Связь между силой тока в обмотке I_0 и напряженностью создаваемого этим током магнитного поля \vec{H} можно найти с помощью теоремы о

циркуляции вектора \vec{H} :

$$\oint \vec{H} \, d\vec{l} = NI_0, \tag{11.3}$$

где интегрирование проводится по окружности, проходящей внутри тора (вдоль линии вектора \vec{H}), N – число витков обмотки, NI_0 – полный ток проводимости, охватываемый контуром интегрирования. Из выражения (11.3) следует:

$$H = \frac{NI_0}{2\pi R_T} = nI_0,$$

где $R_T = \frac{R_{\text{внеш}} + R_{\text{внутр}}}{2},$

n – количество витков обмотки, приходящейся на единицу длины тора. Таким образом, напряженность магнитного поля однозначно определяется силой тока в намагничивающей обмотке и линейной плотностью ее витков.

На резисторе R_1 возникает напряжение, пропорциональное току в первичной обмотке и напряженности катнитного поля в образце. Этот сигнал подается на вход «Х» осинихографа. Измерительная обмотка трансформатора присоединена к интегрирующей R_2C_1 – цепочке ($C_1 = 470 \text{ пФ}, R_2 = 24 \text{ кОм}$). При изменении потока внешнего магнитного поля, пронизывающего измерительную катушку, в ней возникает Э.Д.С. индукции $\varepsilon =$

При изменении потока внешнего магнитного поля, пронизывающего измерительную катушку, в ней возникает Э.Д.С. индукции $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -SN_2 \frac{dB}{dt}$, гле S – площадь поперечного сечения тора. В случае гармонического изменения силы тока зависимость магнитной индукции от времени можно записать в виде $B = B_0 e^{-i\omega t}$, где ω – циклическая частота переменного тока. Следовательно, во вторичной обмотке действует Э.Д.С. индукции $\varepsilon = i\omega SBN_2$. При этом напряжение на интегрирующей емкости C_1 пропорционально индукции магнитного поля:

$$U_{c} = \left| -\frac{i}{\omega C_{1}} I_{1} \right| = \left| -\frac{i}{\omega C_{1}} \frac{\varepsilon}{z} \right| = \frac{SBN_{2}}{C_{1} \sqrt{R_{2}^{2} + \left(\omega L_{2} - \frac{1}{\omega C_{1}}\right)^{2}}},$$

где $I_1 = \frac{\varepsilon}{Z} - сила$ тока во вторичной обмотке, $Z = R_2 + i \left(\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_1} \right) - импеданс вторичной обмотки.$ Этот сигнал подается на вход «Y» осциллографа (гнездо X₂, X₃).

Из выражения $U_C = U_y = \frac{1}{R_2 C_1} S N_2 B$ находим индукцию магнитного поля

$$B = \frac{U_y R_2 C_1}{SN_2},$$
 (11.5)

где *S* – площадь поперечного сечения тороидального сердечника,

N₂ – число витков вторичной обмотки.

При получении формулы (11.5) мы пренебрегаем реакти противлением вторичной обмотки.

Падение напряжения на сопротивлении R₁ равно $\frac{2\pi R_T}{N_1} R_1 H$ и пропорционально отклонению электронного луча по горизонтали. Из этого выражения находим напряженност магнитного поля:

$$H = \frac{N_1 U_x}{2\pi R_T R_1}, \tag{11.6}$$

где N_1 – число витков в первичной обмотке, $R_T = \frac{R_{\text{внеш}} + R_{\text{внутр}}}{2}.$

Ход работы

ассете ФПЭ-07/02 генератор и осциллограф 1 Подключите (рисунок 11.7).



Рисунок 11.7 – Блок-схема экспериментальной установки

2 Выполните калибровку осциллографа по оси X и запишите его чувствительность по оси $X - U_x$ (В/дел), а также по оси $Y - U_y$ (В/дел), которую показывает указатель соответствующей ручки.

3 Включите генератор и осциллограф в режиме выключенной развертки. Добейтесь, чтобы петля гистерезиса находилась в центре экрана, была симметричной, имела насыщение и занимала больщую часть экрана.

4 Нарисуйте координатную сетку экрана осциллографо в масштабе одна клетка – 2 см) и на нее нанесите график полной петли гистерезиса.

5 Уменьшая выходное напряжение генератора, получите семейство не менее пяти уменьшающихся до точки петель. Снимите для каждой из них координаты вершин U_{x_0} и U_{y_0} . По полученным точкам постройте кривую намагничивания.

6 Используя масштабы U_x , U_y , а формулы (11.5) и (11.6), найдите по графику петли гистерезиса и запишите в таблицу 11.1, значения магнитных параметров B_H , B_K , H_K (рисунок 11.4) для пяти петель гистерезиса.

7 Используя крикую намагничивания, по формуле $\mu = \frac{B}{\mu_0 H}$ вычислите магнитную проницаемость при различных значениях напряженности магнитного поля. Определите максимальную магнитную проницаемость ферромагнетика μ_{max} .

2V	A	и									
$\frac{H_{\rm H}}{4}$	$\frac{H_{\rm H}}{3}$	$\frac{H_{\rm H}}{2}$	H _H	B ₀ , Тл	<i>В</i> _Н , Тл	$H_{\rm K}, \frac{A}{M}$					

Кастица 11.1 – Результаты измерений и расчетов

Тема 12 Изучение работы простых цепей

1 Фазовые соотношения в простых цепях

2 Коэффициент передачи

3 Амплитудочастотная и фазочастотная характеристики простых цепей

Основные понятия по теме

Цепь, содержащая два резистора

Схема (рисунок 12.1) представляет собой резистивный делитель, имеющий две пары внешних зажимов. Обозначит входные зажимы U_1 , выходные – U_2 . Коэффициент передачи цекск во напряжению $K = \frac{U_2}{U_1}$. Коэффициент передачи Цекск во напряжению $K = \frac{U_2}{U_1}$. Коэффициент передачи и цекск в напряжению и напряжению и цепи, поскольку дает возможность рассчитать напряжение на выходе по известному напряжению на входе.



Задарим для цепи (рисунок 12.1) напряжение на входе U_1 . Тогда действующее значение тока $I = \frac{U_1}{R_1 + R_2}$. Действующее значение напряжения на выходе можно записать в виде

$$U_2 = R_2 I = \frac{U_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$
 (12.1)

Коэффициент передачи равен

$$K = \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad \varphi = 0.$$
 (12.2)

Если на вход резистивного делителя подавать сигнал различных частот с генератора, то, пренебрегая паразитными емкостями, можно установить, что коэффициент передачи не будет изменяться.

Запомните, что в цепи с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе. Электрическая мощность в активном сопротивлении преобразуется в тепло.

Цепь, содержащая R и C

На рисунке 12.2 показан делитель напряжения, состоящий из конденсатора и резистора.



Здесь точкой сверху обозначены комплексные величины. Сравните полученный результат с выражением для резистивного делителя (12.1).

Для постоянного тока идеальный конденсатор характеризуется бесконечно большим сопротивлением, не позволяющим проходить постоянному току. Для переменного тока с частотой f реактивное сопротивление конденсатора с емкостью C, или емкостное сопротив-

ление, выражается формулой:

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{\omega C}.$$

Реактивное сопротивление вызывает сдвиг фаз между током и напряжением (ток в цепи с емкостью без активного сопротивления опережает напряжение на 90°). В цепи, содержащей *R* и *C*, сдвиг фаз φ между током и напряжением будет меньше 90°: $tg\varphi = -\frac{1}{R\omega C}$.

Возвращаясь к рисунку 12.2, заметим, что входное сопротивление $\dot{Z}_{\rm BX} = \frac{\dot{U}_1}{I} = Ze^{i\varphi}$. При изменении частоты сопротивление реактивных элементов цепи изменяется. Зависимость модуля комплексного входного сопротивления цепи от частоты называют входной амплитухно-частотной характеристикой цепи (AЧX): $Z_{\rm BX} = Z_{\rm BX}(\omega)$. Аналогично, входной фазочастотной характеристикой цепи (ФЧХ) называют зависимость аргумента комплексного входного сопротивления от частоты от частоты $\varphi_{Z_{\rm BX}} = \varphi(\omega)$.

Комплексное входное сопротивление можно представить не только в показательной $\dot{Z}_{\rm BX} = Z_{\rm BX} e^{i\varphi}$, но и калгебраической форме

$$\dot{Z}_{\rm BX} = R_{\rm BX} + j X_{\rm BX},$$

где R_{вх} и X_{вх}- резистивная и реактивная составляющая комплексного входного сопротивления.

Частоту $\omega_{\rm rp}$, на которой реактивная составляющая входного сопротивления цепи по обсолютному значению равна резистивной составляющей, называю граничной.

График АЧХ для схемы (рисунок 12.2) представлен на рисунке 12.3. Как вы видите, график представляет фильтр высоких частот. На высоких частотах выходное напряжение приблизительно равно входному $\omega \ge \frac{1}{RC}$, а на низких частотах выходное напряжение уменьшается до нуля.



115

Если поменять местами *R* и *C*, то фильтр будет вести себя противоположным образом в отношении частоты, получим фильтр низких частот (рисунок 12.4).



а для *RC*-цепи выполняются соотношения:

$$\omega_{\rm rp} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC}; \ f_{\rm rp} = \frac{1}{2\pi RC}.$$

Для *RL*-цепи можно записать

$$Z_{\rm BX} = R + j\omega L = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} e^{jarctg\frac{\omega L}{R}} = R \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{\rm rp}}\right)^2} e^{jarctg\frac{\omega}{\omega_{\rm rp}}}.$$

Итак, входную АЧХ последовательной RL-цепи вычисляют согласно выражению $Z_{\rm BX} = R \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{\rm rp}}\right)^2}$, а входную фазочастотную MCKACKOPMI характеристику

$$\varphi_{z_{BX}} = arctg(\frac{\omega}{\omega_{rp}}).$$

При $\omega = 0$ имеем $Z_{\text{вх}} = R$, $\varphi = 0$. При $\omega = \omega_{\rm rp}$ получаем $Z_{\rm BX} = R\sqrt{2}, \ \varphi = 45^{\circ}.$ При $\omega = \infty$ находим $Z_{\rm BX} = \infty, \ \varphi = 90^{\circ}.$

Кривые $Z_{\rm BX} = f(\omega)$ $\varphi_{\! z_{\mathrm{BX}}}$ для RL-цепи И показаны на рисунке 12.5.



Комплексная передаточная функция цепи по напряжению равна

$$\dot{K}(\omega) = \frac{\dot{U}_2(\omega)}{U_1} = K(\omega)e^{j\varphi_k(\omega)}.$$

Коэффициент передачи цепи K и угол сдвига фазы ϕ выражается

формулами:

$$K = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (\omega L)^2}},$$
(12.6)

$$tg\varphi = \frac{\omega L}{R_2}.$$
 (12.7)

Вопросы для самоконтроля

1 Дайте определение простых линейных цепей.

2 Приведите фазовые соотношения между входным и выходным напряжением в простых цепях с реактивными элементами.

3 Найдите расчетным путем коэффициенты передачи в простых цепях.

4 Поясните АЧХ и ФЧХ простых цепей.

Литература для самостоятельной нодготовки

1 Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир кобразование, 2006. – 1056 с.

2 Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и др.]; под ред. Ф. А. Николаева. – М. : Высшая школа, 1991. - 151 с.

3 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010 - 464 с.

Лабораторная работа 12

Изучение электрических процессов в простых цепях

стых цепях с помощью осциллографа, исследовать входные и передаточные характеристики простых цепей с одним реактивным элементом, научиться определять диапазон частот, в которых входное сопротивление цепи имеет практически чисто резистивный или чисто реактивный характер.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-09/ПИ, источник питания, генератор, осциллограф.

Описание установки

На плате ФПЭ-09 установлены элементы: активные сопротивления R_1 и R_2 , реактивные емкость C и индуктивность L, а также плата коммутатора A_1 (рисунок 12.6).



Рисунок 12.6 – Принципиальная схода установки

На передней панели установлен кропочный переключатель SB, позволяющий исследовать колебания в трех различных целях: в цепи, содержащей активные сопротивления R_1 и R_2 , активное сопротивление R_2 и емкость C; активное сопротивление R_2 и индуктивность L.

Входной сигнал от генератора, характеризуемый амплитудой до 3 В и частотой в пределах 20–100 кГц подается на гнезда X_1 , X_2 . Осциллограф подключается к выходным гнездам X_3 , X_4 , X_5 .

Для определения сдвига фаз (рисунок 12.7) и разности амплитуд сигналов, поступатоних на вход цепи и снимаемых с выхода, используется компунатор A_1 , который позволяет наблюдать на экране осциллографа одновременно входной сигнал и выходной, снимаемый с сопротивления R_2 . Для получения устойчивого изображения на экране осциллографа с гнезда X_3 подается сигнал на вход «синхронизация» осциллографа.



Рисунок 12.7 – Определение сдвига фаз осциллографическим способом

Ход работы

Упражнение 1. Изучение электрических процессов в цепи, сосржащей два резистора.

1 Согласно рисунку 12.8 к кассете ФПЭ-09 подключите источник питания через разъем, осциллограф и генератор. Перекцючателем S_{11} включите сопротивление R_1 , при этом C и L выключены. Получите схему, показанную на рисунке 12.8.



Расунок 12.8 – Блок-схема экспериментальной установки

Х Зарисуйте колебания, наблюдаемые на экране осциллографа при частоте f = 20 кГц.

3 Рассчитайте коэффициенты передачи, имея в виду, что $R_1 = 470 \text{ Om}, R_2 = 51 \text{ Om}.$ Получите этот же результат опытным путем, сравните. Обратите внимание, что сдвиг фаз между входным U_1 и выходным напряжением U_2 отсутствует.

4 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 12.1.

Таблица 12.1 – Расчетные и экспериментальные данные

<i>U</i> _{вх} , В	$U_{\scriptscriptstyle m B bix}$, B	K

<u>Упражнение 2. Изучение электрических процессов в цепи, со р-</u> жащей резистор и конденсатор.

1 Выключите сопротивление R_1 и включите емкостку. Получите схему, показанную на рисунке 12.2.

2 Зарисуйте колебания, наблюдаемые на экране осциллографа при частоте f = 20 кГц.

3 Определите угол сдвига фаз между склой тока в цепи и входным напряжением. Для этого измерьте в делениях шкалы экрана осциллографа сдвиг по времени между изооражениями двух исследуемых сигналов (а) и период колебаний (а) (рисунок 12.7).

4 Разность фаз рассчитате по формуле

$$\varphi = \frac{a}{b} 360^\circ . \tag{12.8}$$

5 Повторите задания пунктов 2 и 3 при частоте генератора $f = 100 \ \kappa \Gamma \mu$

6 Произведите измерения амплитуд напряжений на входе и выходе нени при различных значениях частоты генератора (от 20 кГц до 100 кГц с шагом 10 кГц).

7 Рассчитайте коэффициент передачи *К* цепи по формуле $K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$ для всего исследованного диапазона частот.

8 Постройте график зависимости K = f(f).

9 С помощью графика K = f(f) оцените емкость *C* конденсатора.

Для этого определите угол наклона α линейного участка графика к оси *f* , получите $tg\alpha = 2\pi R_2 C$, откуда $C = \frac{tg\alpha}{2\pi R_2}$.

10 По формуле (12.5) рассчитайте разность фаз φ при двух значениях частоты генератора: 20 и 100 кГц. Сравните результаты расчета с результатами непосредственного измерения угла φ .

11 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 12.2.

Таблица 12.2 – Расчетные и экспериментальные данные

<i>f</i> , Гц	$U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}}$, B	<i>U</i> _{вых} , В	K	С, Ф	а, дел	<i>b</i> , дел	$\varphi_{\rm изм}$, град
							AD.

Упражнение 3. Изучение электрических иодессов в цепи, содержащей резистор и катушку индуктивности.

1 Выключите емкость *C* и вкличите индуктивное сопротивление *L*.

2 Зарисуйте колебания, каолюдаемые на экране осциллографа при частоте f = 20 кГц.

3 Определите угол сдвига фаз между силой тока в цепи и входным напряжением при частоте $f = 20 \ \kappa \Gamma \mu$. Для этого измерьте в делениях шкалы экрана усциллографа сдвиг по времени между изображениями двух исследуемых сигналов (а) и период колебаний (б) (рисунок 12.7). Разность раз рассчитайте по формуле (12.8).

товторите задания пунктов 2 и 3 при частоте генератора 100 кГц.

5 Произведите измерения амплитуд напряжений на входе и выходе цепи при различных значениях частоты генератора (от 20 кГц до 100 кГц с шагом 10 кГц).

6 Рассчитайте коэффициент передачи *К* цепи по формуле $K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}$ для всего исследованного диапазона частот.

7 Постройте график зависимости $K = f\left(\frac{1}{f}\right)$.

8 С помощью графика $K = f\left(\frac{1}{f}\right)$ оцените индуктивность L катушки. Для этого определите угол наклона α линейного участка графика к оси $\frac{1}{f}$, получите $tg\alpha = \frac{R_2}{2\pi L}$, откуда $L = \frac{R_2}{2\pi t g\alpha}$.

9 По формуле (12.7) рассчитайте разность фаз φ при двух значениях частоты генератора: 20 и 100 кГц. Сравните результаты расчета с результатами непосредственного измерения угла φ .

10 Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 12.3.

ТИОНИНИ ГЛАН РИСЧЕТНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТИНКИМЕНТ	ISTATE
1 aojiniga 12.5 1 ao formbio n Skonoprinomajibabioj	Lambio

<i>f</i> , Гц	$\frac{1}{f}$, c	$U_{\scriptscriptstyle \mathrm{BX}}$, B	$U_{\scriptscriptstyle m Bbix}$, В	K	<i>L</i> , Гн	а,дел -	Дел	$\varphi_{_{\rm ИЗМ}}$, град	$arphi_{ m pac4}$, град
						QP'			
			A A	J I.					
		A	MI.						
		JO P	v						
	5	311,							
Ŕ		,							

Тема 13 Изучение вынужденных колебаний

- 1 Вынужденные колебания
- 2 Параметры вынужденных колебаний
- 3 Явление резонанса

Основные понятия по теме

Рассмотрим электрическую цепь, содержащую активное сопротивление *R*, конденсатор *C*, катушку индуктивности *D* и источник переменного напряжения *U* (рисунок 13.1).



Рисунок 13.1 – Электрическая цепь, содержащая *R*, *C*, *L* и источник переменного напряжения

В соответствин со вторым законом Кирхгофа полная Э.Д.С., действующая в цепи равна сумме падений напряжения на всех участках цепи

$$U = U_R + U_L + U_C = IR + L\frac{dI}{dt} + \frac{q}{c},$$
 (13.1)

 $U_L = L \frac{dI}{dt}$ – напряжение на катушке, равное с обратным знаком Э.Д.С. самоиндукции, возникающей в катушке,

 $U_R = IR$ – падение напряжения на активном сопротивлении,

 $U_c = \frac{q}{c}$ – разность потенциалов обкладок конденсатора.

Дифференцируя уравнение (13.1) по времени и учитывая, что $\frac{dq}{dt} = I$, получим:

$$L\frac{d^{2}I}{dt^{2}} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{c}I = \frac{dU}{dt}.$$
 (13.2)

Наибольший интерес представляет анализ гармонического переменного тока, поскольку с помощью преобразования Фурье произвольный ток может быть представлен в виде совокупности гармонических составляющих. Для удобства дифференцирования силу тока и напряжение в цепи представим в комплексной форме

$$I = I_0 e^{j\omega t}, \ U = U_0 e^{j\omega t},$$
(13.3)

где I_0 и U_0 – некоторые комплексные числа.

При этом необходимо иметь ввиду, что ток и напряжен реальные физические величины, должны описываться дейсто частью выражений (13.3). Поэтому, после выполнения преобразований согласно (13.2), в найденных решениях необходимо выделить действительную часть. Поскольку уравнение (13.2) является линейным, то окончательный результат будет таким же, как и в стучае выполнения преобразования только над действительной частью выражений (13.3). Подставляя (13.3) в уравнение (13.2), после лифференцирования получаем:

$$\left(-\omega^{2}L + j\omega R + \frac{1}{c}\right)I = j\omega U.$$
(13.4)

Разделив обе части уравнения на $j\omega$, можно записать (13.4) в виде $I\dot{Z} = U$, (13.5) выражающем закон ома для цепи переменного тока. Комплексная величина $\dot{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{2}\right)$ (13.6)

$$\dot{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \tag{13.6}$$

импедансом, она играет роль сопротивления цепи, завиназына сятиего от частоты тока ω . Импеданс характеризует соотношение между амплитудами и фазами тока и напряжения в цепи, содержащей активное сопротивление, емкость и индуктивность.

Зависимость между током и напряжением (13.5) можно проиллюстрировать графически, путем представления комплексных величин векторами на комплексной плоскости. При этом гармонически изменяющаяся величина изображается вектором, вращающимся с частотой *w* вокруг начала координат против часовой стрелки. Длина вектора равна амплитуде колебаний рассматриваемой физической величины, а угол между вектором и осью OX равен фазе колебаний. Совместим ось OX с вектором силы тока I в произвольный момент времени (рисунок 13.2), тогда вектор падения напряжения на активном сопротивлении $U_a = IR$ также будет направлен вдоль оси OX. Падение напряжения на катушке и конденсаторе соответственно равно

$$U_L = j\omega LI, \tag{13.7}$$

$$U_C = -\frac{j}{\omega C}I.$$

При определении ориентации векторов U_L и U_C необходимо учесть, что, согласно формуле Эйлера, $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$. Следовательно, умножение произвольной комплексной величины $y = |y_0|e^{\phi_0}$ на $\pm j$ эквивалентно повороту вектора на комплексной плоскости на угол $\pm \frac{\pi}{2}$ без изменения длины этого вектора:

$$\pm jy = |y_0| e^{j\left(\varphi_0 \pm \frac{\pi}{2}\right)}$$
(13.9)

В соответствии с этим правилом, напряжение на катушке (формула 13.7) всегда опережает по фазе силу тока на $\frac{\pi}{2}$, а напряжение на конденсаторе (формула 13.8) окачает по фазе от силы тока на $-\frac{\pi}{2}$. Построив на комплексной плоскости векторы U_L и U_C , можно графически определить полное науряжение как сумму падений напряжения на всех участках цепц.

$$U_{L} = j\omega LI$$

$$U_{L} + U_{C} \qquad U = U_{a} + U_{L} + U_{C}$$

$$U_{L} + U_{C} \qquad U = U_{a} + U_{L} + U_{C}$$

$$U_{C} = -\frac{j}{\omega C}$$

Рисунок 13.2 – Векторная диаграмма цепи *R*, *C*, *L*, если индуктивное сопротивление *X*_L больше емкостного *X*_C

Векторная диаграмма цепи (рисунок 13.2) показывает, что полное

напряжение *U* может как опережать по фазе силу тока, так и отставать от нее. При этом сдвиг фаз между током и напряжением в цепи определяется выражением

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} , \qquad (13.10)$$

а амплитуда напряжения и силы тока связаны соотношением:

$$|U| = |I||Z| = |I|\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

Формула (13.10) показывает, что сдвиг фаз между током и напряжением может принимать как положительные, так и отрицательные значения в зависимости от соотношения параметров цепи и частоты тока. Для частоты тока $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, совпадающей с собственной частотой колебательного контура, сдвиг фаз φ равен нулю. В этом случае напряжение на конденсаторе и катушке взамино компенсируются (они равны по величине, но противоположни по знаку, поскольку имеют относительно друг друга сдвиг фаз, размый π). Сила тока такая же, как при отсутствии в цепи реактивных лементов, то есть принимает максимальное значение $|I| = \frac{|U|}{|V|}$ моследовательной цепи имеет место резонанс напряжений).

Сдвиг фаз между током и напряжением в цепи переменного тока можно определить с комощью электронного осциллографа. Допустим, необходимо измерить сдвиг фаз между двумя гармоническими сигналами одинаковой частоты. Подадим эти сигналы на горизонтально и вертикально отклоняющие пластины осциллографа. Тогда смещения электронного, луча по горизонтали и вертикали будут изменяться с течением времени следующим образом:

$$x = x_0 \sin \omega t, \ y = y_0 \sin(\omega t + \varphi), \tag{13.12}$$

здесь ω – частота колебания,

 φ – искомый сдвиг фаз,

*x*₀ и *y*₀ – максимальные отклонения электронного луча, зависящие от амплитуды исследуемых сигналов и коэффициентов усиления соответствующих каналов осциллографа.

Исключая время t, в результате тригонометрических преобразований из (13.12) можно получить уравнение эллипса, описываемого электронным лучом на экране осциллографа:

$$\frac{x^2}{x_0^2} + \frac{y^2}{y_0^2} - 2\frac{xy}{x_0y_0}\cos\varphi = \sin^2\varphi . \qquad (13.13)$$

Ориентация этого эллипса относительно осей *OX* и *OY* зависит как от сдвига фаз φ , так и от максимальных смещений луча x_0 , y_0 . Перейдем к системе координат X'OY', оси которой повернуты на угол $\frac{\pi}{4}$ относительно осей *XOY*. В соответствии с правилом преобразования координат при повороте на угол α , получаем

$$X = X'\cos\alpha + Y'\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}(X' + Y');$$

$$Y = Y'\cos\alpha - X'\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}(Y' - X);$$

В случае равенства амплитуд $x_0 = y_0$, выполнения которого можно добиться регулировкой коэффициентов усидения каналов осциллографа, уравнение эллипса в повернутой системе координат запишется в канонической форме



где
$$A = \sqrt{2}x_0 si$$

 $A = \sqrt{2}x_0 \cos \frac{\bar{\varphi}}{2}$ – главные полуоси эллипса (рисунок 13.3).

Измерив непосредственно на экране осциллографа длину больших полуосей, можно определить сдвиг фаз исследуемых колебаний.



с помощью осциллограммы

Вопросы для самоконтроля

1 Проведите аналогию между вынужденными колебаниями механических и электрических колебательных систем. Сделайте вывод о характере колебаний в этих системах, о влиянии параметров систем на явление резонанса.

2 Охарактеризуйте режим резонанса в контуре.

3 Начертите вид зависимостей $X_L = f(\omega), X_C = f(\omega), I = f(\omega)$.

4 Выберите *R*, *L*, *C* так, чтобы обеспечить $f_0 = 5 \ \kappa \Gamma \mu$ нансная частота), Q = 50 (добротность).

5 Постройте векторные диаграммы контура до резонанса, после резонанса.

Литература для самостоятельной подготовки

1 Яворский, Б. М. Справочник по физике, Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, А. К. Лебедев. – М. : Мир и образование, 2006. – 1056 с.

2 Практикум по физике. Электрическио и магнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и и р.]; под ред. Ф. А. Николаева. – М. : Высшая школа, 1991. – 151 с.

3 Матвеев, А. Н. Электричество магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

Лабораторная работа 13

Изучение колебаний, возникающих под воздействием внешней Э.Д.С.

Цель работы: получить вынужденные колебания, возникающие в колебательном контуре под воздействием внешней Э.Д.С., изучить явления, наблюдаемые при внешних возбуждениях колебаний с часто ками, близкими к резонансной, исследовать зависимость амплитуды и фазы этих колебаний от частоты вынуждающего воздействия.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-11/10, магазин сопротивлений, миллиамперметр, магазин емкостей, генератор, осциллограф C1–117.

Описание установки

Колебательный контур состоит из индуктивности $L = 0,1\Gamma$ н, магазина емкостей, магазина сопротивлений и активного сопротивлений $R_1 = 75$ Ом, включенных последовательно с генератором. Наблюдение вынужденных колебаний ведется по экрану осциллографа, подключенного согласно схеме (рисунок 13.4) к кассете ФПЭ-11.

Внешнее возбуждение подается в контур через гнезда X_1 , X_2 , от звукового генератора. Резистор R_1 включен последовательно с элемитами контура. С этого резистора подается напряжение на вход X осциллографа через гнезда X_5 , X_7 . Это напряжение пропорционально току в контуре и находится с ним в одной фазе. На вход X осциллографа (гнезда X_6 , X_7) подается входное напряжение для исследования зависимости амплитуды и фазы вынужденных колебаний от частоты вынуждающего воздействия. В контур можно подключить мислиамперметр, который при резонансе напряжений, т. е. когда контур будет настроен в резонанс, будет показывать максимальное зканение.



1 Соберите схему измерительной установки (рисунок 13.5). Установите значение емкости в пределах $C = 3 \, \mathrm{H}\Phi$ и сопротивление R = 0.



Рисунок 13.5 – Блок-схема экспериментальной установки

2 Определите по заданным значениям *L* и *C* ресонансную частоту контура $f_{\rm p} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

3 Регулятором выходного напряжения ренератора установите 1 В, частоту – 2 кГц. Напряжение генератора в процессе всех измерений нужно поддерживать неизменным.

4 Включите развертку осцили рафа, получите на экране устойчивое изображение нескольких периодов синусоидального сигнала. Измерьте амплитуду сигнала. Результаты измерений запишите в таблицу 13.1.

Таблица 13.1 – Результаты измерений

f, кГи	
U	
MA	

Проведите аналогичные измерения амплитуды при других частотах в диапазоне 2–16 кГц с интервалом 2 кГц. Выберите интервал частот вблизи резонанса (там, где U_0 проходит через максимум) и проведите дополнительные измерения в этом интервале через 0,2 кГц. Результаты измерений запишите в таблицу 13.1.

6 Для каждой частоты рассчитайте амплитуду силы тока I_0 в колебательном контуре по формуле $I_0 = \frac{U_0}{R_1}$ ($R_1 = 51$ Ом). Результаты измерений запишите в таблицу 13.1.

7 Установите сопротивление магазина R = 500 Ом, 3 кОм и произведите измерения и расчеты (п. 4–6). Результаты измерений запишите в таблицу 13.1.

8 Постройте на одном графике кривые $I_0(f)$. По графику при R = 0 найдите резонансную частоту f_p и ширину Δf резонансной кривой на высоте $\frac{I_{0m}}{\sqrt{2}}$. Рассчитайте добротность колебательного контура по формуле $Q = \frac{f_p}{\Delta f_p}$.

9 Подключите выход X кассеты к входу X осциллографа. Установите сопротивление R = 0, емкость C = 1 нФ. Выключите развертку осциллографа, получите на экране эллипси Изменяя частоту генератора (выходное напряжение не более 3К), получите прямую линию, расположенную примерно под углом С к оси X. В этом случае частота генератора равна резонансной с Значения f_p и C запишите в таблицу 13.2.

10 Проведите измерения f_p при ругих значениях емкости C от 2 до 10 нФ с интервалом 1нФ.

11 Постройте график зависимости Z от C, где $Z = \frac{1}{(2\pi f_p)^2}$, который должен представлять собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Таблица 13 Результаты измерений



Тема 14 Изучение затухающих колебаний

- 1 Дифференциальное уравнение *RLC*-контура
- 2 Затухающие колебания
- 3 Параметры затухающих колебаний

Основные понятия по теме

На рисунке 14.1 показана электрическая цепь, использутиая для изучения свободных электромагнитных колебаний. Ключ и сначала приводят в положение 1, при этом происходит заряд конченсатора от источника постоянного напряжения ε_0 . Затем ключ и переводят в положение 2, при этом источник ε_0 отключается от испи, однако цепь остается замкнутой, и в ней возникают свободные электромагнитные колебания. При таких колебаниях происходит обмен энергией между конденсатором и катушкой, и этот процесс периодически повторяется, сопровождаемый тепловыми потерями. Другими словами, энергия электрического поля преобразуется в мергию магнитного поля и обратно, при этом часть энергии рассемвается в виде тепла.



Для такой цепи, содержащей *R*-, *L*- и *C*-элементы (рисунок 14.1), в которой происходят свободные (в отсутствие внешнего напряжения) электромагнитные колебания, согласно второму закону Кирхгофа, можно записать:

$$RI + U_C = -L\frac{dI}{dt}.$$

Здесь U_{C} – напряжение на конденсаторе,

 $\varepsilon_{cu} = -L \frac{dI}{dt}$ – э.д.с. самоиндукции, возникающая в катушке.

Выражая U_C через заряд q, получим

$$RI + L\frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \; .$$

Дифференцируя по времени и учитывая, что сила тока равна

$$I=\frac{dq}{dt},$$

$$L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{I}{c} = 0.$$

получаем: $L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{c} = 0.$ Вводя собственную частоту колебательной системы $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{Lc}}$ и эффициент затухания $\gamma = \frac{R}{c}$ перепиност коэффициент затухания $\gamma = \frac{R}{2L}$, перепишем уравнение в виде

$$\ddot{I}+2\gamma\dot{I}+\omega_0^2 k = 0.$$

Здесь точки обозначают дифференцирование по времени.

Решая это уравнение, можно показать, что, в зависимости от соотношения между параметрами у и у, возможны следующие типы колебаний в контуре:

а) затухающие колебания, которые имеют место в случае $\omega_0^2 - \gamma^2 > 0$. При этом зависимость силы тока от времени имеет вид $I = I_0 e^{-\gamma t} cos(\omega t)$, где $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ – частота, δ – начальная фаза колебаний их начальная амплитуда (рисунок 14.2).



Рисунок 14.2 – График затухающих колебаний в контуре I = f(t)

Величины δ и I_0 могут быть определены из начальных условий. Для характеристики затухающих колебаний вводятся также такие величины, как период колебаний («повторения нулей»)

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}},$$

логарифмический декремент затухания, который показывает уменьшение амплитуды за период колебаний

$$d = ln \frac{I_n}{I_{n+1}} = \gamma T = \frac{\pi R}{\sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{4}}},$$

и добротность контура, физический смысл которой заключается в отношении запасенной в контуре энергии к энергии потерь за период колебаний

$$Q = \frac{\pi}{d}, R$$

где I_n и I_{n+1} – значения сильктока в моменты времени, отстоящие друг от друга на один период кодераний;

б) <u>апериодическое</u> затухание силы тока в контуре, которое наблюдается в случае $\omega_0^2 - \gamma^2 < 0$. При этом сила тока монотонно убывает до нуля, по закону $I = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$, где $\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ и $\alpha_2 = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$, A и B – величины, определяемые из начальных условий (рисунок 14.3).



Рисунок 14.3 – Апериодические затухания силы тока в контуре

в) <u>критический режим</u> изменения силы тока, который имеет место при выполнении соотношения $\omega_0^2 - \gamma^2 = 0$ и представляет собой предельный случай рассмотренных выше затухающих колебаний и апериодического режима. При этом зависимость силы тока от времени можно записать в виде

$$I = (A + Bt)e^{-\gamma t},$$

где значения постоянных А и В определяются из начальных условный

График зависимости в случае A = 0, $B \neq 0$ и $A \neq 0$, $B \neq 0$ представлен на рисунке 14.4.

Сопротивление $R_{\rm kp} = 2\sqrt{\frac{L}{c}}$, при котором выполняется соотношение $\omega_0^2 - \gamma^2 = 0$, называется критическим сопротивление



Рисунок 14.4 – График зависимости I = (t)в случанх $A \neq 0, B = 0$ и $A = 0, B \neq 0$ при критическом режиме

Коли колебательный процесс изучать в системе координат I-U, где *I* ила тока в контуре, U – напряжение на конденсаторе, то плоскость *I*-U называют фазовой плоскостью, а кривую, изображающую такую зависимость, называют фазовой кривой (рисунок 14.5).

При затухающих колебаниях амплитуда напряжения и силы тока в контуре убывает, а фазовая кривая превращается в спираль, приближающаяся к фокусу 0. При $R \ge R_{\rm kp}$ колебательный процесс прекращается, и спираль превращается в окружность.



Вопросы для самоконтроля

1 Приведите уравнение, опискающие затухающие колебания в контуре, содержащем *R*, *L* и

2 Охарактеризуйте следующие параметры: коэффициент затухания, логарифмический декремент затухания, добротность контура.

3 Приведите определение критического сопротивления R_{кр} контура.

Литературация самостоятельной подготовки

1 Яворский, Б. М. Справочник по физике / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф, К. Лебедев. – М. : Мир и образование, 2006. – 1056 с.

2 фактикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и др.]; под ред. Ф. А. Николаева. - М. Высшая школа, 1991. – 151 с.

*3 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. Матвеев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

Лабораторная работа 14

Изучение затухающих колебаний с помощью электронного осциллографа

Цель работы: исследование свободных затухающих колебаний, измерение и расчёт их характеристик.

Приборы и принадлежности: кассета ФПЭ-10/11, кассета ФПЭ-09/ПИ, магазин сопротивлений, источник питания, генератор, осциллограф.

Описание установки

Принцип работы кассеты ФПЭ-10 основан на получении затухающих колебаний в колебательном контуре с унементами L_1 , C_1 , соединенном через гнёзда X_5 , X_6 с магазином, осиротивлений (0–1000 Ом), с помощью подаваемых через гнёзда X_4 , Z_2 прямоугольных импульсов. Вспомогательные элементы R_4 , VD1 ограничивают амплитуду напряжения в момент подачи копульса. Колебания в контуре наблюдаются и изучаются с помощью сциллографа, подключаемого к гнёздам X_3 , X_4 , X_7 (рисунок 14.6), $Q_1 = 0,1$ Гн, $C_1 = 0,1\pm10$ % мкФ).

Ход работы

1 Соберите экспериментальную установку согласно схеме, представленной на рисунке 14.7. Подайте на её вход (клеммы X_1 , X_2) прямоугольные имихирсы с преобразователя импульсов (кассета ПИ/ФПЭ-09).



Рисунок 14.6 – Принципиальная схема установки



исунок 14.8 – Определение добротности контура из осциллограммы затухающих колебаний

⁴ Измерьте с помощью осциллографа период *T* собственных колебаний контура (рисунок 14.8). Период *T* находится по формуле $T = \frac{\tau}{n}$, где τ – время затухания (время, за которое амплитуда колебаний убывает в *e* раз), а *n* – число колебаний, укладывающихся в интервале времени τ .

5 Сравните полученные значения Т с его теоретическим значени-

ем, рассчитанным по формуле $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{1-r} - \left(\frac{R}{r}\right)^2}}$.

6 Определите по осциллограмме величину амплитуды затухающих колебаний A_1 , A_2 , A_3 . По полученным значениям амплитуды опре-делите логарифмический декремент затухания d и добротность контура *Q* для каждой пары значений *A* из соотношений $d = \frac{1}{n} \ln(\frac{A_m}{A_{m \downarrow n}}),$ $Q = \frac{\pi}{d}$. Результаты запишите в таблицу 14.1. NHD

Таблица 14.1 – Результаты измерений

R	Т	A_1	<i>A</i> ₂	<i>A</i> ₃	d	Q R rp
						S.C.

7 Выполните измерения и расчёты (п.4 т.6) при сопротивлении R = 300, 500, 600 Ом. Результаты запишите в габлицу 14.1.

8 Постепенно увеличивая *R*, добежесь перехода от колебательной формы разряда к апериодическому разряду (рисунок 14.9). Сравните полученные значения критического сопротивления со значением, рассчитанным по формуле $R = 2 \int_{-\frac{L}{c}}^{\frac{L}{c}}$

Juc		
OPIN		
103M10		t
otile	1	

Рисунок 14.9 – Осциллограмма апериодического разряда

9 Установите сопротивление $R = 100 \, \text{Om}$, выключите развёртку осциллографа и получите на экране осциллографа фазовую кривую, зарисуйте её.

10 Измерьте по фазовой кривой напряжения и силы токов в деле-

ниях сетки осциллографа, разделенные периодом колебаний, т. е. расстояния от фокуса фазовой кривой до точек пересечения витков спирали с осью напряжений или силы тока. Измерения выполняйте по трем виткам фазовой кривой.

11 Изменяя *R* от 100 до 600 Ом, по фазовым кривым для каждого случая определите логарифмический декремент затухания. Результаты запишите в таблицу 14.2.

,	Таблица	AHD						
	R	U_1	U_2	U_3	d	I_1	I_2	I_3
								$\langle \rangle$

12 Установите значение на магазине сопротивлений $R > R_{\rm kp}$, зарисуйте фазовую кривую апериодического процесса.

13 Сделайте вывод о влиянии параменов *R*, *C*, *L* на частоту собственных колебаний, а также на величину логарифмического декремента и добротность контура.

141

Литература

1 Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. Г. С. Ландсберга. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. – Т. 2: Электричество и магнетизм. – 488 с.

2 Сивухин, Д. В. Общий курс физики : в 5 т. / Д. В. Сивухин. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – Т. 3: Электричество. – 656 с.

3 Матвеев, А. Н. Электричество и магнетизм : учеб. / А. Н. веев. – СПб. : Лань, 2010. – 464 с.

4 Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законых еб. / И. Е. Иродов. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 320 с.

5 Тамм, И. Е. Основы теории электричества / И. Е. Тамм. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 616 с.

6 Савельев, М. В. Курс общей физики : в 2 л М. В. Савельев. – М. : АСТ, 2008. – Т. 2: Электричество и магнетизм. 336 с.

7 Калашников, С. Г. Электричество : хисо. / С. Г. Калашников. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 624 с.

8 Фейнман, Р. Фейнмановские фекции по физике. Выпуск 5. Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М. : Едиториал УРСС, 2008. – 304 с.

10 Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие для вузов / Ю. К. Виноградов [и др.]; под ред. Ф. А. Николаева. – М. : Высшая школа, 1991. – 151 с.

11 Афонский А. А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А. А. Афонский, В. П. Дьяконов. – М. : Солон-Пресс, 2003. – 548 с.